




INDICE PIATTAFORME

Anthogyr®	Pag.6	Neoss® ProActive®	Pag.59
Astra Tech® Evolution® EV	Pag.8	Nobel Active® Nobel Replace CC®	Pag.60
Astra Tech® Osseospeed®	Pag.10	Nobel Branemark®	Pag.63
Bego® Semados	Pag.13	Nobel Replace Select®	Pag.66
Biohorizons®	Pag.16	Nobel Biocare® MultiUnit M.U.A	Pag.69
Biomet 3i® Certain	Pag.19	Osstem® TSIII	Pag.70
Biomet 3i® esterno	Pag.22	Phibo® TSH®	Pag.73
BTI® Interna Universal®	Pag.26	Straumann BLX®	Pag.76
Camlog®	Pag.28	Straumann Bone Level®	Pag.78
Conelog®	Pag. 30	Straumann Tissue Level®	Pag.81
Dentium® Implantium®	Pag.32	Sweden&Martina Outlink®	Pag.84
Dentium® Superline®	Pag.32	Sweden&Martina Prama®	Pag.87
Dentsply® Ankylos®	Pag.34	Sweden&Martina Premium Kohno®	Pag.90
Dentsply® XIVE®	Pag.36	Sweden&Martina Shelta® One®	Pag.93
Dio Implant® UFF II	Pag.38	Thommen®	Pag.97
Global-D® IN-Kone	Pag.40	Zimmer Eztetic®	Pag.99
IDI Evolution®	Pag.42	Zimmer Screw-Vent®	Pag.101
Leone®	Pag.44	Flusso di lavoro Interface	Pag.104
Medentix® ICX®	Pag.46	Flusso di lavoro MultiUnit M.U.A.	Pag.105
Megagen® Anyone®	Pag.48	Flusso di lavoro Protesi Mobile	Pag.106
Megagen® Anyridge®	Pag.50	Specifiche viti	Pag.107
MIS C1/V3®	Pag.52		
MIS® Seven®	Pag.54		
Neodent® GM	Pag.57		

LA PRODUZIONE



ACCESSORI COMPATIBILI

I prodotti indicati in questa sezione, sono prodotti con connessione compatibile con i marchi indicati.

NON SONO PRODOTTI ORIGINALI.

Tutti i marchi e i nomi registrati ® sono di proprietà delle aziende stesse e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali.





Compatibilità ANTHOGYR® AXIOM® BL

		Ø RP	
	Analogo	2A-AR-00	
	Analogo Procam	2A-AR-00/3D	
	Transfer	2A-PR-06	
	Vite di guarigione h.1,5	2A-DR-01	
	Vite di guarigione h.3,0	2A-DR-03	
	Vite di guarigione h.4,5	2A-DR-04	
	Provvisorio Rotante	2A-PR-07	
	Provvisorio Non Rotante	2A-PR-06	
	Base Cr/Co Rotante	2A-BR-01	
	Base Cr/Co Non Rotante	2A-BR-00	
	OverLoc h.2	2A-LR-02	
	OverLoc h.3	2A-LR-02	
	OverLoc h.4	2A-LR-03	
	OverLoc h.5	2A-LR-05	
	ScanBody Non Rotante h.10mm	2A-SR-00	
	ScanBody Non Rotante h.15mm	2A-SR-02	
	ScanBody Rotante h.10mm	2A-SR-01	

		Ø RP	
	Interface Non Rotante h. 1,5	2A-IR-02/3D	
	Interface Non Rotante h. 2,5	2A-IR-04/3D	
	Interface Non Rotante h. 3,5	2A-IR-06/3D	
	Interface Rotante h. 1,5	2A-IR-03/3D	
	Interface Rotante h. 2,5	2A-IR-05/3D	
	Interface Rotante h. 3,5	2A-IR-07/3D	
	Vite primaria	2A-TR-00	
	Vite primaria TIN	2A-TR-00/TIN	
	Mua dritto h.1,5	2A-MR-01	
	Mua dritto h.2,5	2A-MR-02	
	Mua dritto h.3,5	2A-MR-03	
	Mua angolato 17° h.2,5	2A-MR-12	
	Mua angolato 30° h.3,5	2A-MR-33	
Tutti i componenti per sovrastrutture MUA sono riportati a pag. 69			
	Punta 1,18 L.18/25/32	PH-18-18/25/32	



Compatibilità

ASTRA[®] EVOLUTION[®]

		Ø 3.0	Ø 3.6	Ø 4,2	Ø 4,8
	Analogo	EB-AT-00	EB-AN-00	EB-AR-00	EB-AW-00
	Analogo Procam	EB-AT-00/3D	EB-AN-00/3D	EB-AR-00/3D	EB-AW-00/3D
	Transfer	EB-PT-06	DP3630	DP3631	DP3632
	Vite di guarigione h.3,5	EB-DT-03	EB-DN-03	EB-DR-03	EB-DW-03
	Vite di guarigione h.4,5	EB-DT-04	EB-DN-04	FC-DR-04	EB-DW-04
	Vite di guarigione h.5,5	EB-DT-05	EB-DN-05	FC-DR-05	EB-DW-05
	Provvvisorio Rotante	EB-PT-07	DP2159	DP2164	DP2170
	Provvvisorio Non Rotante	EB-PT-06	DP2160	DP2165	DP2171
	Base Cr/Co Rotante	—	EB-BN-01	EB-BR-01	—
	Base Cr/Co Non Rotante	—	EB-BN-00	EB-BR-00	—
	OverLoc h.1	EB-LT-01	EB-LN-01	EB-LR-01	EB-LW-01
	OverLoc h.3	EB-LT-03	EB-LN-03	EB-LR-03	EB-LW-03
	OverLoc h.5	EB-LT-05	EB-LN-05	EB-LR-05	EB-LW-05
	ScanBody Non Rotante h.10	EB-ST-00	EB-SN-00	EB-SR-00	EB-SW-00
	ScanBody Non Rotante h.15	EB-ST-02	EB-SN-02	EB-SR-02	EB-SW-02
	ScanBody Rotante h.10	EB-ST-01	EB-SN-01	EB-SR-01	EB-SW-01

		Ø 3,0	Ø 3,6	Ø 4,2	Ø 4,8
	Interface Non Rotante h. 0.5	EB-IT-00/3D	EB-IN-00/3D	EB-IR-00/3D	EB-IW-00/3D
	Interface Non Rotante h. 1.5	EB-IT-02/3D	EB-IN-02/3D	EB-IR-02/3D	EB-IW-02/3D
	Interface Non Rotante h. 2.5	EB-IT-04/3D	EB-IN-04/3D	EB-IR-04/3D	EB-IW-04/3D
	Interface Rotante h. 0.5	EB-IT-01/3D	EB-IN-01/3D	EB-IR-01/3D	EB-IW-01/3D
	Interface Rotante h. 1.5	EB-IT-03/3D	EB-IN-03/3D	EB-IR-03/3D	EB-IW-03/3D
	Interface Rotante h. 2.5	EB-IT-05/3D	EB-IN-05/3D	EB-IR-05/3D	EB-IW-05/3D
	Vite primaria	EB-TT-00	EB-TN-00	EB-TR-00	EB-TW-00
	Vite TPA per fori angolati	EB-TT-50	EB-TN-50	EB-TR-50	EB-TW-50
	Mua dritto h.1,5	EB-MT-01	DP2046	DP2058	EB-MW-01
	Mua dritto h.2,5	EB-MT-02	DP2047	DP2059	EB-MW-02
	Mua dritto h.3,5	EB-MT-03	DP2048	DP2060	EB-MW-03
	Mua angolato 17° h.2,5	—	EB-MN-12	EB-MR-12	—
	Mua angolato 30° h.3,5	—	EB-MN-33	EB-MR-33	—
Tutti i componenti per sovrastrutture MUA sono riportati a pag. 69					

	Driver manuale corto 1,27	DP-39/A
	Driver manuale lungo 1,27	DP-39/D
	Punta 1,27 L.18/25/32	PH-27-18/25/32
	Punta TPA per fori angolati L.18/25/32mm	KA-CT-18/25/32



Compatibilità

ASTRA[®] OSSEOSPEED[™]



		Ø 3,0	Ø 3,5/4,0	Ø 4,5/5,0
	Analogo	EA-AN-00	EA-AR-00	EA-AW-00
	Analogo Procam	EA-AN-00/3D	EA-AR-00/3D	EA-AW-00/3D
	Transfer	AT30CO	AT35TL	BIO-10
	Vite di guarigione h.2	DP1197	AT35VG2	AT45VG2
	Vite di guarigione h.4	DP1198	AT35VG4	AT45VG4
	Moncone Dritto h.1	DP1121	AT35MT-1	AT45MT-1
	Moncone Dritto h.3	—	AT35MT-3	AT45MT-3
	Moncone angolato 15° H.2	—	AT35MT15-2	AT45MT15-2
	Moncone angolato 15° H.3	—	AT35MT15-3	—
	Moncone angolato 25° h.2	—	AT35MT25	AT45MT25
	Provvisorio Rotante	DP1181	AT35PROV-R	AT45PROV-R
	Provvisorio Non Rotante	DP1187	AT35PROV	AT45PROV
	Calcinabile Non Rotante	DP1188	AT35CA	AT45CA
	Base Cr/Co Rotante	EA-BN-01	EA-BR-01	EA-BW-01
	Base Cr/Co Non Rotante	EA-BN-00	EA-BR-00	EA-BW-00
	OverLoc h.1	—	DP2583	DP2588
	OverLoc h.2	—	DP2584	DP2589
	OverLoc h.3	—	DP2585	DP2590
	OverLoc h.4	—	DP2586	DP2591
	OverLoc h.5	—	DP2587	DP5992
	Vite primaria	DP-13/A3	DP-13/A4	DP-13/A5

		Ø 3,0	Ø 3,5/4,0	Ø 4,5/5,0
	ScanBody Non Rotante h.10mm	EA-SN-00	EA-SR-00	EA-SW-00
	ScanBody Non Rotante h.15mm	EA-SN-02	EA-SR-02	EA-SW-02
	ScanBody Rotante h.10mm	EA-SN-01	EA-SR-01	EA-SW-01
	Interface Non Rotante h. 0,5	EA-IN-00/3D	EA-IR-00/3D	EA-IW-00/3D
	Interface Non Rotante h. 1,5	EA-IN-02/3D	EA-IR-02/3D	EA-IW-02/3D
	Interface Non Rotante h. 2,5	EA-IN-04/3D	EA-IR-04/3D	EA-IW-04/3D
	Interface Rotante h. 0,5	EA-IN-01/3D	EA-IR-01/3D	EA-IW-01/3D
	Interface Rotante h. 1,5	EA-IN-03/3D	EA-IR-03/3D	EA-IW-03/3D
	Interface Rotante h. 2,5	EA-IN-05/3D	EA-IR-05/3D	EA-IW-05/3D
	Vite primaria	EA-TN-00	EA-TR-00	EA-TW-00
	Vite TPA per fori angolati	EA-TN-50	EA-TR-50	AC-TR-50
	MUA dritto h.1,5	—	AT35UA-1	DP1315
	MUA dritto h.2,5	—	AT35UA-2	DP1316
	MUA dritto h.3,5	—	AT35UA-3	DP1317
	MUA dritto h.4,5	—	AT35UA-4	DP2314
	MUA Angolato 17° h.2,5	—	DP1376	DP1379
	MUA Angolato 30° h.3,5	—	DP1383	DP1385
Tutti i componenti per sovrastrutture MUA sono riportati a pag. 69				



Driver manuale corto 1,27	DP-39/A	DP-39/A	DP-39/A
Driver manuale lungo 1,27	DP-39/D	DP-39/D	DP-39/D
Punta 1,27 L.18/25/32	PH-27-18/25/32	PH-27-18/25/32	PH-27-18/25/32
Punta TPA per fori angolati L.18/25/32mm	KA-CT-18/25/32	KA-CT-18/25/32	KA-CT-18/25/32



Compatibilità

BEGO® SEMADOS®



		Ø 3,25/3,75	Ø 4,1	Ø 4,5
	Analogo	SB-AN-00	SB-AR-00	SB-AW-00
	Analogo Procam	SB-AN-00/3D	SB-AR-00/3D	SB-AW-00/3D
	Transfer	DP1991	DP1223	DP3343
	Vite di guarigione h.2	DP1324	DP1845	DP2477
	Vite di guarigione h.3	DP1325	DP1867	DP2478
	Vite di guarigione h.5	SB-LN-05	SB-LR-05	SB-LW-05
	Moncone Dritto h.2	DP3306	DP1255	DP2042
	Moncone angolato 15° h.2	DP2347	DP1276	DP3330
	Provisorio Rotante	DP2553	DP1225	DP1224
	Provisorio Non Rotante	DP2545	DP1232	DP2345
	Calcinabile Non Rotante	DP1062	DP1250	DP2346
	Base Cr/Co Rotante	SB-BN-01	SB-BR-01	SB-BW-01
	Base Cr/Co Non Rotante	SB-BN-00	SB-BR-00	SB-BW-00
	OverLoc h.1	DP2482	DP3788	DP2636
	OverLoc h.2	DP2483	DP3789	DP2337
	OverLoc h.3	DP2484	DP3790	DP2638
	OverLoc h.4	DP2485	DP3791	DP2639
	OverLoc h.5	DP2486	DP3792	DP2640
	Vite primaria	SB-TR-00	SB-TR-00	SB-TR-00

		Ø 3,25/3,75	Ø 4,1	Ø 4,5
	ScanBody Non Rotante h.10mm	SB-SN-00	SB-SR-00	SB-SW-00
	ScanBody Non Rotante h.15mm	SB-SN-02	SB-SR-02	SB-SW-02
	ScanBody Rotante h.10mm	SB-SN-01	SB-SR-01	SB-SW-01
	Interface Non Rotante h. 0,5	SB-IN-00/3D	SB-IR-00/3D	SB-IW-00/3D
	Interface Non Rotante h. 1,5	SB-IN-02/3D	SB-IR-02/3D	SB-IW-02/3D
	Interface Non Rotante h. 2,5	SB-IN-04/3D	SB-IR-04/3D	SB-IW-04/3D
	Interface Rotante h. 0,5	SB-IN-01/3D	SB-IR-01/3D	SB-IW-01/3D
	Interface Rotante h. 1,5	SB-IN-03/3D	SB-IR-03/3D	SB-IW-03/3D
	Interface Rotante h. 2,5	SB-IN-05/3D	SB-IR-05/3D	SB-IW-05/3D
	Vite primaria	SB-TR-00	SB-TR-00	SB-TR-00
	Vite TPA per fori angolati	SB-TR-50	SB-TR-50	SB-TR-50
	MUA dritto h.1,5	SB-MN-01	SB-MR-01	SB-MW-01
	MUA dritto h.2,5	SB-MN-02	SB-MR-02	SB-MW-02
	MUA dritto h.3,5	SB-MN-03	SB-MR-03	—
	MUA dritto h.4,5	SB-MN-04	SB-MR-04	—
	MUA Angolato 17° h.2,5	SB-MN-12	SB-MR-12	SB-MW-12
	MUA Angolato 17° h.3,5	SB-MN-13	—	—
	MUA Angolato 30° h.3,5	SB-MN-33	SB-MR-33	SB-MW-33
	MUA Angolato 30° h.4,5	SB-MN-34	—	—
Tutti i componenti per sovrastrutture MUA sono riportati a pag. 69				
	Driver manuale corto 1,25	DP-39/A	DP-39/A	DP-39/A
	Driver manuale lungo 1,25	DP-39/D	DP-39/D	DP-39/D
	Punta 1,25 L.18/25/32	PH-25-18/25/32	PH-25-18/25/32	PH-25-18/25/32
	Punta TPA per fori angolati L.18/25/32mm	KA-CT-18/25/32	KA-CT-18/25/32	KA-CT-18/25/32



Compatibilità


BIOHORIZONS[®] TAPERED INTERNAL

Tapered Internal Implant System



prosthetic connection	3.0mm	3.0mm	3.5mm	4.5mm	5.7mm
body diameter	3.0mm	3.4mm	3.8mm	4.6mm	5.8mm

		Ø 3,0	Ø 3,5	Ø 4,5
	Analogo	LB-AT-00	LB-AN-00	FA-AR-00
	Analogo Procam	LB-AT-00/3D	LB-AN-00/3D	LB-AR-00/3D
	Transfer	DP3395	DP1824	DP1825
	Vite di guarigione h.2	LB-DT-02	DP-43	DP-44
	Vite di guarigione h.3	LB-DT-03	DP-43/A	DP-44/A
	Vite di guarigione h.4	—	DP-43/B	DP-44/B
	Vite di guarigione h.5	LB-DT-05	DP-43/C	AN1849
	Provvvisorio Rotante	LB-PT-07	LB-PN-07	LB-PR-07
	Provvvisorio Non Rotante	LB-PT-06	LB-PN-06	LB-PR-06
	Calcinabile Rotante	—	LB-RN-00	LB-RR-00
	Calcinabile Non Rotante	—	LB-HN-00	LB-HW-00
	Base Cr/Co Rotante	LB-BT-01	LB-BN-01	LB-BR-01
	Base Cr/Co Non Rotante	LB-BT-00	LB-BN-00	LB-BR-00
	OverLoc h.1	DP-3908	DP2482	DP2636
	OverLoc h.2	DP-3909	DP2483	DP2637
	OverLoc h.3	DP-3910	DP2484	DP2638
	OverLoc h.4	DP-3911	DP2485	DP2639
	OverLoc h.5	DP-3912	DP2486	DP2640
	ScanBody Non Rotante h.10mm	LB-ST-00	LB-SN-00	LB-SR-00
	ScanBody Non Rotante h.15mm	LB-ST-02	LB-SN-02	LB-SR-02
	ScanBody Rotante h.10mm	LB-ST-01	LB-SN-01	LB-SR-01
	Vite primaria	LB-TR-00	LB-TR-00	LB-TR-00

		Ø 3,0	Ø 3,5	Ø 4,5
	Interface Non Rotante h. 0,5	LB-IT-00/3D	LB-IN-00/3D	LB-IR-00/3D
	Interface Non Rotante h. 1,5	LB-IT-02/3D	LB-IN-02/3D	LB-IR-02/3D
	Interface Non Rotante h. 2,5	LB-IT-04/3D	LB-IN-04/3D	LB-IR-04/3D
	Interface Rotante h. 0,5	LB-IT-01/3D	LB-IN-01/3D	LB-IR-01/3D
	Interface Rotante h. 1,5	LB-IT-03/3D	LB-IN-03/3D	LB-IR-03/3D
	Interface Rotante h. 2,5	LB-IT-05/3D	LB-IN-05/3D	LB-IR-05/3D
	Vite primaria	LB-TR-00	LB-TR-00	LB-TR-00
	Vite TPA per fori angolati	LB-TR-50	LB-TR-50	LB-TR-50
	MUA dritto h.1	DP3731	SVMU-1	SVMU45-1
	MUA dritto h.2	DP3732	SVMU-2	SVMU45-2
	MUA dritto h.3	—	SVMU-3	DP1856
	MUA dritto h.4	DP3734	SVMU-4	DP1333
	MUA Angolato 17° h.2,5	—	LB-MN-12	—
	MUA Angolato 17° h.3,5	—	LB-MN-13	—
	MUA Angolato 30° h.3,5	—	LB-MN-33	—
	MUA Angolato 30° h.4,5	—	LB-MN-34	—
Tutti i componenti per sovrastrutture MUA sono riportati a pag. 69				




Driver manuale corto 1,27	DP-39/A	DP-39/A	DP-39/A
Driver manuale lungo 1,27	DP-39/D	DP-39/D	DP-39/D
Punta 1,27 L.18/25/32	PH-27-18/25/32	PH-27-18/25/32	PH-27-18/25/32
Punta TPA per fori angolati L.18/25/32mm	KA-CT-18/25/32	KA-CT-18/25/32	KA-CT-18/25/32



Compatibilità

BIOMET[®] 3i[®] Certain[®]



		Ø 3,4	Ø 4,1	Ø 5,0
	Analogo	BB-AN-00	BB-AR-00	BB-AW-00
	Analogo Procam	BB-AN-00/3D	BB-AR-00/3D	BB-AW-00/3D
	Transfer	C3CO34	C3CO41	C3CO41
	Vite di guarigione h.2	C3VG312	C3VG412	C3VG512
	Vite di guarigione h.4	C3VG314	C3VG414	C3VG514
	Moncone Dritto h.2	C3MT3-2	C3MT4-2	C3MT5-2
	Moncone Dritto h.4	C3MT3-4	C3MT4-4	C3MT5-4
	Moncone angolato 15° h.2	C3MT3152	C3MT4152	C3MT5152
	Moncone angolato 15° h.4	C3MT3154	C3MT4154	—
	Moncone angolato 25° h.2	C3MT3252	C3MT4252	—
	Provvisorio Rotante	C3PROV34-R	C3PROV41-R	C3PROV50-R
	Provvisorio Non Rotante	C3PROV34	C3PROV41	C3PROV50
	Calcinabile Rotante	C3CA3R	BB-RR-00	C3CA5R
	Calcinabile Non Rotante	C3CA3	C3CA4	C3CA5
	Base Cr/Co Rotante	BB-BN-01	BB-BR-01	—
	Base Cr/Co Non Rotante	BB-BN-00	BB-BR-00	—
	OverLoc h.1	DP2621	DP2626	—
	OverLoc h.2	DP2622	DP2627	—
	OverLoc h.3	DP2623	DP2628	—
	OverLoc h.4	DP2624	DP2629	—
	OverLoc h.5	DP2625	DP2630	—
	Vite primaria	DP-13C	DP-13C	DP-13C

		Ø 3,4	Ø 4,1	Ø 5,0
	ScanBody Non Rotante h.10mm	BB-SN-00	BB-SR-00	BB-SW-00
	ScanBody Non Rotante h.15mm	BB-SN-02	BB-SR-02	BB-SW-02
	ScanBody Rotante h.10mm	BB-SN-01	BB-SR-01	BB-SW-01
	Interface Non Rotante h. 0,5	BB-IN-00/3D	BB-IR-00/3D	BB-IW-00/3D
	Interface Non Rotante h. 1,5	BB-IN-02/3D	BB-IR-02/3D	BB-IW-02/3D
	Interface Non Rotante h. 2,5	BB-IN-04/3D	BB-IR-04/3D	—
	Interface Rotante h. 0,5	BB-IN-01/3D	BB-IR-01/3D	BB-IW-01/3D
	Interface Rotante h. 1,5	BB-IN-03/3D	BB-IR-03/3D	BB-IW-03/D
	Interface Rotante h. 2,5	BB-IN-05/3D	BB-IR-05/3D	—
	Vite primaria	BB-TR-01	BB-TR-01	BB-TR-01
	Vite TPA per fori angolati	BB-TR-51	BB-TR-51	BB-TR-51
	MUA dritto h.1	C3MU34-1	C3MU41-1	—
	MUA dritto h.2	C3MU34-2	C3MU41-2	—
	MUA dritto h.3	C3MU34-3	C3MU41-3	—
	MUA dritto h.4	DP1206	C3MU41-4	—
	MUA Angolato 17° h.2	C3MU3417	DP1482	—
	MUA Angolato 17° h.3	DP1946	C3MU4117	—
	MUA Angolato 30° h.3	C3MU3430	DP1281	—
	MUA Angolato 30° h.4	DP2273	C3MU4130	—
Tutti i componenti per sovrastrutture MUA sono riportati a pag. 69				
	Driver manuale corto 1,20	DP-39	DP-39	DP-39
	Driver manuale lungo 1,20	DP-39/B	DP-39/B	DP-39/B
	Punta 1,20 L.18/25/32	PH-20-18/25/32	PH-20-18/25/32	PH-20-18/25/32
	Punta TPA per fori angolati L.18/25/32mm	KA-CT-18/25/32	KA-CT-18/25/32	KA-CT-18/25/32




Compatibilità

BIOMET[®] 3i[®] OSSEOTITE[®]




		Ø 3,4	Ø 4,1	Ø 5,0
	Analogo	BA-AN-00	AA-AR-00	BA-AW-00
	Analogo Procam	BA-AN-00/3D	AA-AR-00/3D	BA-AW-00/3D
	Transfer	DP1664	DP-36	DP-36
	Vite di guarigione h.3	DP1608	DP-78	AN2877
	Vite di guarigione h.4	DP1600	DP-78/A	AN1598
	Vite di guarigione h.5	—	DP-78/B	AN2878
	Moncone Dritto h.1	DP2790	DP-05/A	DP-100
	Moncone Dritto h.2	DP1677	DP-06/A	—
	Moncone Dritto h.3	—	DP-07/A	DP2290
	Moncone Dritto h.4	—	DP1621	—
	Moncone angolato 15°	DP1683	DP-02/A	DP-02/B
	Moncone angolato 25°	—	DP-03/B	DP-03/C
	Provvvisorio Rotante	DP1667	DP-106/A	—
	Provvvisorio Non Rotante	DP1668	DP-106	—
	Calcinabile Rotante	—	DP-12	DP-45/A
	Calcinabile Non Rotante	DP1673	DP-12/A	DP-45
	Base Cr/Co Rotante	BA-BN-01	AA-BR-01	BA-BW-01
	Base Cr/Co Non Rotante	BA-BN-00	AA-BR-00	BA-BW-00
	OverLoc h.1	DP2568	DP2552	DP2552
	OverLoc h.2	DP2569	DP2553	DP2553
	OverLoc h.3	DP2570	DP2554	DP2554
	OverLoc h.4	DP2571	DP2555	DP2555
	Vite primaria	DP-13	DP-13	DP-13

		Ø 3,4	Ø 4,1	Ø 5,0
	ScanBody Non Rotante h.10mm	BA-SN-00	AA-SR-00	BA-SW-00
	ScanBody Non Rotante h.15mm	BA-SN-02	AA-SR-02	BA-SW-02
	ScanBody Rotante h.10mm	BA-SN-01	AA-SR-01	BA-SW-01
	Interface Non Rotante h. 0,5	—	AA-IR-00/3D	BA-IW-00/3D
	Interface Non Rotante h. 1,5	BA-IN-02/3D	AA-IR-02/3D	BA-IW-02/3D
	Interface Non Rotante h. 2,5	—	AA-IR-04/3D	—
	Interface Rotante h. 0,5	—	AA-IR-01/3D	BA-IW-01/3D
	Interface Rotante h. 1,5	BA-IN-03/3D	AA-IR-03/3D	BA-IW-03/3D
	Interface Rotante h. 2,5	—	AA-IR-05/3D	—
	Vite primaria	BA-TR-00	BA-TR-00	BA-TR-00
	Vite TPA per fori angolati	AA-TR-50	AA-TR-50	AA-TR-50
	MUA dritto h.1	DP1687	LMET10	—
	MUA dritto h.2	DP1688	LMET20	—
	MUA dritto h.3	DP1283	LMET30	—
	MUA dritto h.4	DP1284	LMET40	—
	MUA Angolato 17° h.2	—	LMET17-A	—
	MUA Angolato 17° h.3	—	AN2148	—
	MUA Angolato 30° h.2	—	AN2150	—
	MUA Angolato 30° h.3	—	LMET30-A	—
Tutti i componenti per sovrastrutture MUA sono riportati a pag. 69				
	Driver manuale corto 1,20	DP-39	DP-39	DP-39
	Driver manuale lungo 1,20	DP-39/B	DP-39/B	DP-39/B
	Punta 1,20 L.18/25/32	PH-20-18/25/32	PH-20-18/25/32	PH-20-18/25/32
	Punta TPA per fori angolati L.18/25/32mm	KA-CT-18/25/32	KA-CT-18/25/32	KA-CT-18/25/32

LE FIERE



IDS Colonia



Expodental Rimini



Dentex Zagabria



Colloquium Montichiari



Colloquium Caserta



Expo OdontoSud Catania



Compatibilità

BTI[®] INTERNA UNIVERSAL[®]

		Ø 4.1 RP	
	Analogo	GB-AR-00	
	Analogo Procam	GB-AR-00/3D	
	Transfer	GB-PR-06	
	Vite di guarigione h.1	GB-DR-01	
	Vite di guarigione h.3	GB-DR-03	
	Vite di guarigione h.5	GB-DR-05	
	Provvvisorio Rotante	GB-PR-07	
	Provvvisorio Non Rotante	GB-PR-06	
	Calcinabile Non Rotante	GB-HR-00	
	Base Cr/Co Rotante	GB-BR-01	
	Base Cr/Co Non Rotante	GB-BR-00	
	OverLoc h.1	GB-LR-01	
	OverLoc h.3	2A-LR-03	
	OverLoc h.5	2A-LR-05	

		Ø 4,1 RP		
	ScanBody Non Rotante h.10mm		GB-SR-00	
	ScanBody Non Rotante h.15mm		GB-SR-02	
	ScanBody Rotante h.10mm		GB-SR-01	
	Interface Non Rotante h. 0,5		GB-IR-00/3D	
	Interface Non Rotante h. 1,5		GB-IR-02/3D	
	Interface Non Rotante h. 2,5		GB-IR-04/3D	
	Interface Rotante h. 0,5		GB-IR-01/3D	
	Interface Rotante h. 1,5		GB-IR-03/3D	
	Interface Rotante h. 2,5		GB-IR-05/3D	
	Vite primaria		GB-TR-00	
	Vite TPA		GB-TR-50	
	Mua dritto h.1		GB-MR-01	
	Mua dritto h.2		GB-MR-02	
	Mua dritto h.3		GB-MR-03	
	Mua dritto h.4		GB-MR-04	
	Mua angolato 17° h.3		GB-MR-13	
	Mua angolato 17° h.4		GB-MR-14	
	Mua angolato 30° h.4		GB-MR-33	
	Mua angolato 30° h.4		GB-MR-34	
Tutti i componenti per sovrastrutture MUA sono riportati a pag. 69				
	Driver manuale corto 1,20	DP-39	DP-39	DP-39
	Driver manuale lungo 1,20	DP-39/B	DP-39/B	DP-39/B
	Punta 1,20 L.18/25/32	PH-20-18/25/32	PH-20-18/25/32	PH-20-18/25/32
	Punta TPA per fori angolati L.18/25/32mm	KA-CT-18/25/32	KA-CT-18/25/32	KA-CT-18/25/32



Compatibilità
CAMLOG®



		Ø 3,3	Ø 3,8	Ø 4,3
		JA-AN-00	JA-AR-00	JA-AW-00
	Analogo Procam	JA-AN-00/3D	JA-AR-00/3D	JA-AW-00/3D
	Vite di guarigione h.2	JA-DN-02	JA-DR-02	JA-DW-02
	Vite di guarigione h.4	JA-DN-04	JA-DR-04	JA-DW-04
	Vite di guarigione h.6	JA-DN-06	JA-DR-06	JA-DW-06
	Provvvisorio Rotante	JA-PN-07	JA-PR-07	JA-PW-07
	Provvvisorio Non Rotante / Transfer	JA-PN-06	JA-PR-06	JA-PW-06
	OverLoc h.1	—	JA-LR-01	JA-LW-01
	OverLoc h.3	—	JA-LR-03	JA-LW-03
	OverLoc h.5	—	JA-LR-05	JA-LW-05
	ScanBody Non Rotante h.10mm	JA-SN-00	JA-SR-00	JA-SW-00
	ScanBody Non Rotante h.15mm	JA-SN-02	JA-SR-02	JA-SW-02
	ScanBody Rotante h.10mm	JA-SN-01	JA-SR-01	JA-SW-01
	Interface Non Rotante h. 0,5	JA-IN-00/3D	JA-IR-00/3D	JA-IW-00/3D
	Interface Non Rotante h. 1,5	JA-IN-02/3D	JA-IR-02/3D	JA-IW-02/3D
	Interface Rotante h. 0,5	JA-IN-01/3D	JA-IR-01/3D	JA-IW-01/3D
	Interface Rotante h. 1,5	JA-IN-03/3D	JA-IR-03/3D	JA-IW-03/3D
	Vite primaria	JA-TR-00	JA-TR-00	JA-TR-00
	Vite primaria TIN	JA-TR-00/TIN	JA-TR-00/TIN	JA-TR-00/TIN
	Driver manuale corto 1,25	DP-39/A	DP-39/A	DP-39/A
	Driver manuale lungo 1,25	DP-39/D	DP-39/D	DP-39/D
	Punta 1,25 L.18/25/32	PH-25-18/25/32	PH-25-18/25/32	PH-25-18/25/32



Compatibilità **CONELOG®**



		Ø 3,3	Ø 3,8	Ø 4,3
		JB-AT-00	JB-AN-00	JB-AR-00
	Analogo Procam	JB-AT-00/3D	JB-AN-00/3D	JB-AR-00/3D
	Vite di guarigione h.2	JB-DT-02	JB-DN-02	JB-DR-02
	Vite di guarigione h.4	JB-DT-04	JB-DN-04	JB-DR-04
	Vite di guarigione h.6	JB-DT-06	JB-DN-06	JB-DR-06
	Provvisorio Rotante	JB-PT-07	JB-PN-07	JB-PR-07
	Provvisorio Non Rotante / Transfer	JB-PT-06	JB-PN-06	JB-PR-06
	OverLoc h.2	—	JB-LN-02	JB-LR-02
	OverLoc h.3	—	JB-LN-03	JB-LR-03
	OverLoc h.4	—	JB-LN-04	JB-LR-04
	ScanBody Non Rotante h.10mm	JB-ST-00	JB-SN-00	JB-SR-00
	ScanBody Non Rotante h.15mm	JB-ST-02	JB-SN-02	JB-SR-02
	ScanBody Rotante h.10mm	JB-ST-01	JB-SN-01	JB-SR-01
	Interface Non Rotante h. 0,5	JB-IT-00/3D	JB-IN-00/3D	JB-IR-00/3D
	Interface Non Rotante h. 1,5	JB-IT-02/3D	JB-IN-02/3D	JB-IR-02/3D
	Interface Rotante h. 0,5	JB-IT-01/3D	JB-IN-01/3D	JB-IR-01/3D
	Interface Rotante h. 1,5	JB-IT-03/3D	JB-IN-03/3D	JB-IR-03/3D
	Vite primaria	JB-TR-00	JB-TR-00	JB-TR-00
	Vite primaria TIN	JB-TR-00/TIN	JB-TR-00/TIN	JA-TR-00/TIN
	Driver manuale corto 1,25	DP-39/A	DP-39/A	DP-39/A
	Driver manuale lungo 1,25	DP-39/D	DP-39/D	DP-39/D
	Punta 1,25 L.18/25/32	PH-25-18/25/32	PH-25-18/25/32	PH-25-18/25/32



Compatibilità

DENTIUM[®] IMPLANTIUM[®] / SUPERLINE[™]

		Ø RP	
	Analogo	XA-AR-00	
	Analogo Procam	XA-AR-00/3D	
	Transfer	XA-PR-06	
	Vite di guarigione h.2	XA-DR-02	
	Vite di guarigione h.3,5	XA-DR-03	
	Vite di guarigione h.5	XA-DR-05	
	Provisorio Rotante	XA-PR-07	
	Provisorio Non Rotante	XA-PR-06	
	Base Cr/Co Rotante	XA-BR-01	
	Base Cr/Co Non Rotante	XA-BR-00	
	OverLoc h.2	XA-LR-02	
	OverLoc h.3	XA-LR-03	
	OverLoc h.4	XA-LR-04	

		Ø RP	
	ScanBody Non Rotante h.10mm	XA-SR-00	
	ScanBody Non Rotante h.15mm	XA-SR-02	
	Scanbody Rotante h.10mm	XA-SR-01	
	Interface Non Rotante h. 1	XA-IR-00/3D	
	Interface Non Rotante h. 2	XA-IR-02/3D	
	Interface Non Rotante h. 3	XA-IR-04/3D	
	Interface Rotante h. 1	XA-IR-01/3D	
	Interface Rotante h. 2	XA-IR-03/3D	
	Interface Rotante h. 3	XA-IR-05/3D	
	Vite primaria	XA-TR-00	
	Vite TPA per fori angolati	XA-TR-50	
	Mua dritto h.1,5	XA-MR-01	
	Mua dritto h.2,5	XA-MR-02	
	Mua dritto h.3,5	XA-MR-03	
	Mua angolato 17° h.2,5	XA-MR-12	
	Mua angolato 30° h.3,5	XA-MR-33	
Tutti i componenti per sovrastrutture MUA sono riportati a pag. 69			

	Driver manuale corto 1,27	DP-39/A	
	Driver manuale lungo 1,27	DP-39/D	
	Punta 1,27 L.18/25/32	PH-27-18/25/32	
	Punta TPA per fori angolati L.18/25/32mm	KA-CT-18/25/32	



Compatibilità DENTSPLY® ANKYLOS® C/X



		Ø 3,5-4,5-5,5	
	Analogo	IB-AR-00	
	Analogo Procam	IB-AR-00/3D	
	Transfer	DP2735	
	Vite di guarigione h.1,5	DP1507	
	Vite di guarigione h.3,0	DP1508	
	Vite di guarigione h.4,5	DP1509	
	Moncone dritto h.2,0	DP1489	
	Moncone dritto h.4,0	DP1490	
	Moncone angolato 15° h.1,5	DP3113	
	Moncone angolato 15° h.3,0	DP3114	
	OverLoc h.2	DP2739	
	OverLoc h.3	DP2740	
	OverLoc h.4	DP2741	
	OverLoc h.5	DP2742	
	ScanBody Non Rotante h.10mm	IB-SR-00	
	ScanBody Non Rotante h.15mm	IB-SR-02	
	ScanBody Rotante h.10mm	IB-SR-01	
	Interface Non Rotante h. 1,5	IB-IR-02/3D	
	Interface Non Rotante h. 2,5	IB-IR-04/3D	
	Interface Rotante h. 1,5	IB-IR-03/3D	
	Interface Rotante h. 2,5	IB-IR-05/3D	
	Vite primaria	IB-TR-00	
	Vite TPA	IB-TR-51	

		Piattaforma Ø 4,8	
	Balance Base dritto h.0,75	DP1131	
	Balance Base dritto h.1,5	DP1132	
	Balance Base dritto h.2,2	DP1129	
	Balance Base dritto h.3,0	DP1133	
	Balance Base dritto h.4,5	DP1134	
	Analogo Balance Base	DP2023	
	Transfer Balance Base	DP2734	
	Vite di guarigione Balance Base	DP3135	
	ScanBody Balance Base	SCAN1087	
	Dual Sistem Balance Base	DP3119	
	Provvisorio rotante Balance Base	DP2738	
	Provvisorio rotante liscio da saldatura Balance Base	DP2737	
	Calcinabile Balance Base rotante	DP2736	
	Calcinabile base Cr/Co Balance Base rotante	DP3134	
	Vite Balance Base primaria	DP3117	
	Punta 1,0 L. 18/25/32mm	PH-00-18/25/32	
	Punta TPA per fori angolati L.18/25/32mm	KA-CT-18/25/32	



Compatibilità

DENTSPLY® XIVE® FRIALIT®

		Ø 3,4	Ø 3,8	Ø 4,5
	Analogo	IA-AN-00	IA-AR-00	IA-AW-00
	Analogo Procam	IA-AN-00/3D	IA-AR-00/3D	—
	Transfer	DP2361	DP2362	DP1014
	Vite di guarigione h.2	VG34-2	VG38-2	VG45-2
	Vite di guarigione h.3	VG34-3	VG38-3	VG45-3
	Vite di guarigione h.5	VG34-5	VG38-5	VG45-5
	Moncone Dritto h.2	MT34	MT38	MT45
	Moncone angolato 15° h.2	MT3415	MT3815	MT4515
	Provvisorio Rotante	DP2363	DP2364	DP1059
	Provvisorio Non Rotante	DP1060	DP1061	DP1063
	Calcinabile Rotante	—	IA-RR-00	IA-RW-00
	Calcinabile Non Rotante	DP-91	DP-91/A	DP-91/B
	Base Cr/Co Rotante	IA-BN-01	IA-BR-01	—
	Base Cr/Co Non Rotante	IA-BN-00	IA-BR-00	—
	Vite primaria	DP-13FR	DP-13FR	DP-13FR

		Ø 3,4	Ø 3,8	Ø 4,5
	ScanBody Non Rotante h.10mm	IA-SN-00	IA-SR-00	—
	ScanBody Non Rotante h.15mm	IA-SN-02	IA-SR-02	—
	ScanBody Rotante h.10mm	IA-SN-01	IA-SR-01	—
	Interface Non Rotante h. 0,5	—	IA-IR-00/3D	—
	Interface Non Rotante h. 1,5	IA-IN-02/3D	IA-IR-02/3D	—
	Interface Non Rotante h. 2,5	—	—	—
	Interface Rotante h. 0,5	—	IA-IR-01/3D	—
	Interface Rotante h. 1,5	IA-IN-03/3D	IA-IR-03/3D	—
	Interface Rotante h. 2,5	—	—	—
	Vite primaria	IA-TR-00	IA-TR-00	IA-TR-00
	Vite TPA per fori angolati	IA-TR-50	IA-TR-50	—
	OverLoc h.1	DP2855	DP2860	DP2865
	OverLoc h.2	DP2856	DP2861	DP2866
	OverLoc h.3	DP2857	DP2862	DP2867
	OverLoc h.4	DP2858	DP2863	DP2868
	OverLoc h.5	DP2859	DP2864	DP2869
	MUA dritto h.1	DP2034	DP2205	DP2209
	MUA dritto h.2	DP2035	DP2206	DP2210
	MUA dritto h.3	DP2203	DP2207	DP2211
	MUA dritto h.5	DP2204	DP2208	—
	Driver manuale corto 1,20	DP-39	DP-39	DP-39
	Driver manuale lungo 1,20	DP-39/B	DP-39/B	DP-39/B
	Punta 1,20 L.18/25/32	PH-20-18/25/32	PH-20-18/25/32	PH-20-18/25/32
	Punta TPA per fori angolati L.18/25/32mm	KA-CT-18/25/32	KA-CT-18/25/32	KA-CT-18/25/32



Compatibilità DIO IMPLANT[®] UFII

		Ø NP	Ø RP
	Analogo	UB-AN-00	UB-AR-00
	Analogo Procam	UB-AN-00/3D	UB-AR-00/3D
	Transfer	UB-PN-06	UB-PR-06
	Vite di guarigione h.2	UB-DN-02	UB-DR-02
	Vite di guarigione h.3,5	UB-DN-03	UB-DR-03
	Vite di guarigione h.5	UB-DN-05	UB-DR-05
	Provvvisorio Rotante	UB-PN-07	UB-PR-07
	Provvvisorio Non Rotante	UB-PN-06	UB-PR-06
	Base Cr/Co Rotante	UB-BN-01	UB-BR-01
	Base Cr/Co Non Rotante	UB-BN-00	UB-BR-00
	OverLoc h.2	UB-LN-02	UB-LR-02
	OverLoc h.3	UB-LN-03	UB-LR-03
	OverLoc h.4	UB-LN-04	UB-LR-04

		Ø NP	Ø RP
	ScanBody Non Rotante h.10mm	UB-SN-00	UB-SR-00
	ScanBody Non Rotante h.15mm	UB-SN-02	UB-SR-02
	ScanBody Rotante h.10mm	UB-SN-01	UB-SR-01
	Interface Non Rotante h. 1	UB-IN-00/3D	UB-IR-00/3D
	Interface Non Rotante h. 2	UB-IN-02/3D	UB-IR-02/3D
	Interface Non Rotante h. 3	UB-IN-04/3D	UB-IR-04/3D
	Interface Rotante h. 1	UB-IN-01/3D	UB-IR-01/3D
	Interface Rotante h. 2	UB-IN-03/3D	UB-IR-03/3D
	Interface Rotante h. 3	UB-IN-05/3D	UB-IR-05/3D
	Vite primaria	UB-TN-00	UB-TR-00
	Vite TPA per fori angolati	UB-TN-50	UB-TR-50
	Mua dritto h.1,5	UB-MN-01	UB-MR-01
	Mua dritto h.2,5	UB-MN-02	UB-MR-02
	Mua dritto h.3,5	UB-MN-03	UB-MR-03
	Mua angolato 17° h.2,5	UB-MN-12	UB-MR-12
	Mua angolato 30° h.3,5	UB-MN-33	UB-MR-33
Tutti i componenti per sovrastrutture MUA sono riportati a pag. 69			

	Driver manuale corto 1,20	DP-39	DP-39
	Driver manuale lungo 1,20	DP-39/B	DP-39/B
	Punta 1,20 L.18/25/32	PH-20-18/25/32	PH-20-18/25/32
	Punta TPA per fori angolati L.18/25/32mm	KA-CT-18/25/32	KA-CT-18/25/32



Compatibilità GLOBAL D[®] IN-KONE[®]


		Ø RP	
	Analogo	1A-AR-00	
	Analogo Procam	1A-AR-00/3D	
	Transfer	1A-PR-06	
	Vite di guarigione h.1,5	1A-DR-01	
	Vite di guarigione h.3	1A-DR-03	
	Vite di guarigione h.4,5	1A-DR-04	
	Provvisorio Rotante	1A-PR-07	
	Provvisorio Non Rotante	1A-PR-06	
	Base Cr/Co Rotante	1A-BR-01	
	Base Cr/Co Non Rotante	1A-BR-00	
	OverLoc h.2	1A-LR-02	
	OverLoc h.3	1A-LR-03	
	OverLoc h.34	1A-LR-04	
	OverLoc h.5	1A-LR-05	

		Ø RP	
	ScanBody Non Rotante h.10mm	1A-SR-00	
	ScanBody Non Rotante h.15mm	1A-SR-02	
	ScanBody Rotante h.10mm	1A-SR-01	
	Interface Non Rotante h. 1	1A-IR-00/3D	
	Interface Non Rotante h. 2	1A-IR-02/3D	
	Interface Non Rotante h. 3	1A-IR-04/3D	
	Interface Rotante h. 1	1A-IR-01/3D	
	Interface Rotante h. 2	1A-IR-03/3D	
	Interface Rotante h. 3	1A-IR-05/3D	
	Vite primaria	1A-TR-00	
	Vite primaria TIN	1A-TR-00/TIN	
	Mua dritto h.1,5	1A-MR-01	
	Mua dritto h.2,5	1A-MR-02	
	Mua angolato 17° h.2,5	1A-MR-12	
	Mua angolato 30° h.3,5	1A-MR-33	
Tutti i componenti per sovrastrutture MUA sono riportati a pag. 69			
	Driver manuale corto 1,20	DP-39	
	Driver manuale lungo 1,20	DP-39/B	
	Punta 1,20 L.18/25/32	PH-20-18/25/32	



Compatibilità **IDI EVOLUTION®**



		Ø 3,75/4,0	
	Analogo	DP3147	
	Transfer	DP2405	
	Vite di guarigione h.2,0	DP2424	
	Vite di guarigione h.3,0	DP2425	
	Vite di guarigione h.5,0	DP2426	
	Moncone dritto Fresabile	DP2540	
	Moncone angolato 15° H.2	DP3334	
	Provvvisorio Rotante	DP3149	
	Provvvisorio Non Rotante	DP3148	
	Calcinabile Rotante	DP3150	
	Calcinabile Non Rotante	DP3151	
	T-Base Rotante h.0,5	DP4811	
	T-Base Rotante h.1,5	DP3715	
	T-Base Non Rotante h.0,5	DP3333	
	T-Base Non Rotante h.1,5	DP3716	
	MultiUnit dritto h.1	DP2320	
	MultiUnit dritto h.2	DP2324	
	MultiUnit dritto h.3	DP2328	
	MultiUnit 17° h.2,5	DP2322	
	MultiUnit 30° h.3,5	DP2323	
	Vite primaria	DP2321	
	Driver manuale corto 1,27	DP-39/A	
	Driver manuale lungo 1,27	DP-39/D	
	Punta 1,27 L.18/25/32	PH-27-18/25/32	

		Piattaforma Ø 4,8	
	Analogo MultiUnit	DP1257	
			
	Tranfer MultiUnit	DP1307	
			
	Vite di guarigione MultiUnit h.4	DP2325	
			
	Provvisorio rotante MultiUnit	DP3297	
			
	Provvisorio da Saldatura rotante MultiUnit	DP3353	
			
	Calcinabile rotante MultiUnit	DP3292	
			
	T-Base rotante MultiUnit	DP2329	
			
	Microvite MultiUnit	DP2330	
  	Driver manuale 1,27 corto	DP-39	
	Driver manuale 1,27 lungo	DP-39	
	Punta 1,27. 18/25/32mm	PH-27-18/25/32	

Compatibilità LEONE®

		Ø 3,30	Ø 4,10
	Analogo	DP5695	DP5696
	Moncone dritto fresabile	LEO33MT	LEO41MT
	Moncone fresabile angolato 15°	LEO33MTA	LEO41MTA
	Moncone fresabile angolato 25°	LEO33MT25	LEO41MT25
	T-Base h.1	DP1876	DP1877
	T-Base h.2	DP2885	DP2886





Compatibilità MEDENTIS® ICX

		Ø RP	
	Analogo	YB-AR-00	
	Analogo Procam	YB-AR-00/3D	
	Transfer	YB-PR-06	
	Vite di guarigione h.1,0	YB-DR-01	
	Vite di guarigione h.2,5	YB-DR-02	
	Vite di guarigione h.4,0	YB-DR-04	
	Provvvisorio Rotante	YB-PR-07	
	Provvvisorio Non Rotante	YB-PR-06	
	Base Cr/Co Rotante	YB-BR-01	
	Base Cr/Co Non Rotante	YB-BR-00	
	OverLoc h.2	YB-LR-02	
	OverLoc h.3	YB-LR-03	
	OverLoc h.4	YB-LR-04	
	OverLoc h.5	YB-LR-05	

		Ø RP	
	ScanBody Non Rotante h.10mm	YB-SR-00	
	ScanBody Non Rotante h.15mm	YB-SR-02	
	ScanBody Rotante h.10mm	YB-SR-01	
	Interface Non Rotante h. 1	YB-IR-00/3D	
	Interface Non Rotante h. 2	YB-IR-02/3D	
	Interface Non Rotante h. 3	YB-IR-04/3D	
	Interface Rotante h. 1	YB-IR-01/3D	
	Interface Rotante h. 2	YB-IR-03/3D	
	Interface Rotante h. 3	YB-IR-05/3D	
	Vite primaria	YB-TR-00	
	Vite TPA per fori angolati	YB-TR-50	
	Mua dritto h.1,5	YB-MR-01	
	Mua dritto h.2,5	YB-MR-02	
	Mua dritto h.3,5	YB-MR-03	
	Mua angolato 17° h.2,5	YB-MR-12	
	Mua angolato 30° h.3,5	YB-MR-33	
Tutti i componenti per sovrastrutture MUA sono riportati a pag. 69			
	Punta 1,40 L.18/25/32	PH-20-18/25/32	
	Punta TPA per fori angolati L.18/25/32mm	KA-CT-18/25/32	



Compatibilità MEGAGEN® ANYONE®

		Ø RP	
	Analogo	WA-AR-00	
	Analogo Procam	WA-AR-00/3D	
	Transfer	DP2892	
	Vite di guarigione h.2	DP2903	
	Vite di guarigione h.3	WA-DR-03	
	Vite di guarigione h.5	WA-DR-05	
	Provvisorio Rotante	DP2893	
	Provvisorio Non Rotante	DP2894	
	Base Cr/Co Rotante	WA-BR-01	
	Base Cr/Co Non Rotante	WA-BR-00	
	OverLoc h.1	DP3057	
	OverLoc h.2	DP3125	
	OverLoc h.3	DP3126	
	OverLoc h.4	DP3127	
	OverLoc h.5	DP3128	

		Ø RP	
	ScanBody Non Rotante h.10mm	WA-SR-00	
	ScanBody Non Rotante h.15mm	WA-SR-02	
	ScanBody Rotante h.10mm	WA-SR-01	
	Interface Non Rotante h. 1	WA-IR-00/3D	
	Interface Non Rotante h. 2	WA-IR-02/3D	
	Interface Non Rotante h. 3	WA-IR-04/3D	
	Interface Rotante h. 1	WA-IR-01/3D	
	Interface Rotante h. 2	WA-IR-03/3D	
	Interface Rotante h. 3	WA-IR-05/3D	
	Vite primaria	WA-TR-00	
	Vite TPA per fori angolati	WA-TR-50	
	Mua dritto h.1,0	DP2316	
	Mua dritto h.2,0	DP3142	
	Mua dritto h.3,0	DP3143	
	Mua dritto h.4,0	DP3144	
	Mua dritto h.5,0	DP3145	
	Mua angolato 17° h.2,5	DP3065	
	Mua angolato 30° h.3,5	DP3070	
Tutti i componenti per sovrastrutture MUA sono riportati a pag. 69			
	Driver manuale corto 1,20	DP-39	
	Driver manuale lungo 1,20	DP-39/B	
	Punta 1,20 L.18/25/32	PH-20-18/25/32	
	Punta TPA per fori angolati L.18/25/32mm	KA-CT-18/25/32	



Compatibilità

MEGAGEN[®] ANYRIDGE[®]

		Ø RP	
	Analogo	WB-AR-00	
	Analogo Procam	WB-AR-00/3D	
	Transfer	WB-PR-06	
	Vite di guarigione h.1,5	WB-DR-01	
	Vite di guarigione h.3,0	WB-DR-03	
	Vite di guarigione h.5,0	WB-DR-05	
	Provvisorio Rotante	WB-PR-07	
	Provvisorio Non Rotante	WB-PR-06	
	Base Cr/Co Rotante	WB-BR-01	
	Base Cr/Co Non Rotante	WB-BR-00	
	OverLoc h.2	WB-LR-02	
	OverLoc h.3	WB-LR-03	
	OverLoc h.4	WB-LR-04	

		Ø RP	
	ScanBody Non Rotante h.10mm	WB-SR-00	
	ScanBody Non Rotante h.15mm	WB-SR-02	
	ScanBody Rotante h.10mm	WB-SR-01	
	Interface Non Rotante h. 1	WB-IR-00/3D	
	Interface Non Rotante h. 2	WB-IR-02/3D	
	Interface Non Rotante h. 3	WB-IR-04/3D	
	Interface Rotante h. 1	WB-IR-01/3D	
	Interface Rotante h. 2	WB-IR-03/3D	
	Interface Rotante h. 3	WB-IR-05/3D	
	Vite primaria	WB-TR-00	
	Vite TPA per fori angolati	WB-TR-50	
	Mua dritto h.1,5	WB-MR-01	
	Mua dritto h.2,5	WB-MR-02	
	Mua dritto h.3,5	WB-MR-03	
	Mua angolato 17° h.2,5	WB-MR-12	
	Mua angolato 30° h.3,5	WB-MR-33	
Tutti i componenti per sovrastrutture MUA sono riportati a pag. 69			
	Driver manuale corto 1,20	DP-39	
	Driver manuale lungo 1,20	DP-39/B	
	Punta 1,20 L.18/25/32	PH-20-18/25/32	
	Punta TPA per fori angolati L.18/25/32mm	KA-CT-18/25/32	



Compatibilità MIS[®] C1/V3[®]


		Ø RP	
	Analogo	TB-AR-00	
	Analogo Procam	TB-AR-00/3D	
	Transfer	TB-PR-06	
	Vite di guarigione h.2,0	TB-DR-02	
	Vite di guarigione h.3,0	TB-DR-03	
	Vite di guarigione h.4,0	TB-DR-04	
	Vite di guarigione h.5,0	TB-DR-05	
	Provisorio Rotante	TB-PR-07	
	Provisorio Non Rotante	TB-PR-06	
	Base Cr/Co Rotante	TB-BR-01	
	Base Cr/Co Non Rotante	TB-BR-00	
	OverLoc h.1	TB-LR-01	
	OverLoc h.2	TB-LR-02	
	OverLoc h.3	TB-LR-03	
	OverLoc h.4	TB-LR-04	
	OverLoc h.5	TB-LR-05	

		Ø RP	
	ScanBody Non Rotante h.10mm	TB-SR-00	
	ScanBody Non Rotante h.15mm	TB-SR-02	
	ScanBody Rotante h.10mm	TB-SR-01	
	Interface Non Rotante h. 0,7	TB-IR-00/3D	
	Interface Non Rotante h. 1,5	TB-IR-02/3D	
	Interface Non Rotante h. 2,5	TB-IR-04/3D	
	Interface Rotante h. 0,7	TB-IR-01/3D	
	Interface Rotante h. 1,5	TB-IR-03/3D	
	Interface Rotante h. 2,5	TB-IR-05/3D	
	Vite primaria	TB-TR-00	
	Vite TPA per fori angolati	TB-TR-50	
	Mua dritto h.1,0	TB-MR-01	
	Mua dritto h.2,0	TB-MR-02	
	Mua dritto h.3,0	TB-MR-03	
	Mua dritto h.4,0	TB-MR-04	
	Mua angolato 17° h.2,5	TB-MR-12	
	Mua angolato 30° h.3,5	TB-MR-33	
Tutti i componenti per sovrastrutture MUA sono riportati a pag. 69			
	Driver manuale corto 1,25	DP-39/A	
	Driver manuale lungo 1,25	DP-39/D	
	Punta 1,25 L.18/25/32	PH-25-18/25/32	
	Punta TPA per fori angolati L.18/25/32mm	KA-CT-18/25/32	



Compatibilità
MIS[®] SEVEN[®]



		Ø 3,3	Ø 3,75/4,20	Ø 5,0
	Analogo	TA-AN-00	FA-AN-00	FA-AR-00
	Analogo Procam	TA-AN-00/3D	FA-AN-00/3D	FA-AR-00/3D
	Transfer	MS33TRA	DP-108/C	DP1825
	Vite di guarigione h.2	—	DP-43	DP-44
	Vite di guarigione h.3	MS33VG-3	DP-43/A	DP-44/A
	Vite di guarigione h.4	MS33VG-4	DP-43/B	DP-44/B
	Vite di guarigione h.5	MS33VG-5	DP-43/C	AN1849
	Moncone Dritto h.1	MS33-1	DP-05	DP-100/A
	Moncone Dritto h.2	—	DP-06	—
	Moncone Dritto h.3	MS33-3	DP-07	DP-101/A
	Moncone Dritto h.4	—	DP-08	—
	Moncone angolato 15° H.1	—	DP-02/E	—
	Moncone angolato 15° H.2	MS3315	DP-02	DP-02/C
	Moncone angolato 15° H.3	—	DP-02/D	—
	Moncone angolato 25° H.2	—	DP-03	—
	Provvvisorio Rotante	MS33PROV-R	DP-108/A	DP-110/A
	Provvvisorio Non Rotante	MS33PROV	DP-108	DP-110
	Calcinabile Rotante	—	DP-09/A	DP-09/C
	Calcinabile Non Rotante	MS33CA	DP-09	DP-09/B
	Base Cr/Co Rotante	TA-BT-01	FA-BN-01	FA-BR-01
	Base Cr/Co Non Rotante	TA-BT-00	FA-BN-00	FA-BR-00
	OverLoc h.1	TA-LT-01	DP2482	DP2636
	OverLoc h.2	TA-LT-02	DP2483	DP2637
	OverLoc h.3	TA-LT-03	SV-350/3	DP2638
	OverLoc h.4	TA-LT-04	SV-350/4	DP2639
	OverLoc h.5	TA-LT-05	DP2486	DP2640
	Vite primaria	DP-13MS	DP-13I	DP-13I


		Ø 3,3	Ø 3,75/4,20	Ø 5,0
	ScanBody Non Rotante h.10mm	TA-ST-00	FA-SN-00	FA-SR-00
	ScanBody Non Rotante h.15mm	TA-ST-02	FA-SN-02	FA-SR-02
	ScanBody Rotante h.10mm	TA-ST-01	FA-SN-01	FA-SR-01
	Interface Non Rotante h. 0,5	TA-IT-00/3D	FA-IN-00/3D	FA-IR-00/3D
	Interface Non Rotante h. 1,5	TA-IT-02/3D	FA-IN-02/3D	FA-IR-02/3D
	Interface Non Rotante h. 2,5	TA-IT-04/3D	FA-IN-04/3D	FA-IR-04/3D
	Interface Rotante h. 0,5	TA-IT-01/3D	FA-IN-01/3D	FA-IR-01/3D
	Interface Rotante h. 1,5	TA-IT-03/3D	FA-IN-03/3D	FA-IR-03/3D
	Interface Rotante h. 2,5	TA-IT-05/3D	FA-IN-05/3D	FA-IR-05/3D
	Vite primaria	TA-TT-00	FA-TR-00	FA-TR-00
	Vite TPA per fori angolati	FA-TT-50	FA-TR-50	FA-TR-50
	MUA dritto h.1	MS33MU-1	DP1615	SVMU45-1
	MUA dritto h.2	—	DP1616	SVMU45-2
	MUA dritto h.3	MS33MU-3	DP1617	DP1856
	MUA dritto h.4	—	DP1618	DP1333
	MUA Angolato 17° h.2,5	MS33MUA17	DP1012	DP4943
	MUA Angolato 17° h.3,5	—	DP1356	DP4949
	MUA Angolato 30° h.3,5	MS33MUA30	DP1207	DP4944
	MUA Angolato 30° h.4,5	—	DP1144	DP4950
Tutti i componenti per sovrastrutture MUA sono riportati a pag. 69				
	Driver manuale corto 1,27	DP-39/A	DP-39/A	DP-39/A
	Driver manuale lungo 1,27	DP-39/D	DP-39/D	DP-39/D
	Punta 1,25 L.18/25/32	PH-25-18/25/32	PH-25-18/25/32	PH-25-18/25/32
	Punta TPA per fori angolati L.18/25/32mm	KA-CT-18/25/32	KA-CT-18/25/32	KA-CT-18/25/32



Compatibilità


NEODENT[®] GRAND MORSE[™] GM

		Ø RP	
	Analogo	RB-AR-00	
	Analogo Procam	RB-AR-00/3D	
	Transfer	DP5639	
	Vite di guarigione h.1,5	DP5649	
	Vite di guarigione h.2,5	DP5649	
	Vite di guarigione h.3,5	DP5650	
	Vite di guarigione h.4,5	DP5651	
	Provvisorio Rotante	DP5640	
	Provvisorio Non Rotante	DP5641	
	Base Cr/Co Rotante	TB-BR-01	
	Base Cr/Co Non Rotante	TB-BR-00	
	OverLoc h.2	TB-LR-02	
	OverLoc h.3	TB-LR-03	
	OverLoc h.4	TB-LR-04	
	OverLoc h.5	TB-LR-05	

		Ø RP	
	ScanBody Non Rotante h.10mm	TB-SR-00	
	ScanBody Non Rotante h.15mm	TB-SR-02	
	ScanBody Rotante h.10mm	TB-SR-01	
	Interface Non Rotante h. 1	TB-IR-00/3D	
	Interface Non Rotante h. 2	TB-IR-02/3D	
	Interface Non Rotante h. 3	TB-IR-04/3D	
	Interface Non Rotante h. 4	TB-IR-06/3D	
	Interface Rotante h. 1	TB-IR-01/3D	
	Interface Rotante h. 2	TB-IR-03/3D	
	Interface Rotante h. 3	TB-IR-05/3D	
	Interface Rotante h. 4	TB-IR-07/3D	
	Vite primaria	RB-TR-00	
	Vite TPA per fori angolati	RB-TR-50	
	Mua dritto h.1,5	DP5655	
	Mua dritto h.2,5	DP5656	
	Mua dritto h.3,5	DP5657	
	Mua dritto h.4,5	DP5658	
	Mua angolato 17° h.2,5	DP5660	
	Mua angolato 30° h.3,5	DP5662	
Tutti i componenti per sovrastrutture MUA sono riportati a pag. 69			
	Punta GM L.18/25/32	PU-01-18/25/32	
	Punta TPA per fori angolati L.18/25/32mm	KA-CT-18/25/32	

Compatibilità NEOSS®



		Ø 3.5-4,0-4.5-5,0	
	Analogo	DP79/B	
	Moncone dritto	DP2378	
	Moncone dritto / angolato fresabile	NEO41MT-F	
	Provvisorio Non Rotante	NEO41PT	
	Provvisorio Rotante	DP2292	
	Calcinabile Non Rotante	DP-79	
	T-Base Rotante	DP2379	
	T-Base Non Rotante	DP2374	
	Vite primaria	DP-13NE	
	Driver manuale corto Unigrip	DP-39T	
	Driver manuale lungo Unigrip	DP-39T/L	
	Punta Unigrip L.18/25/32	PU-00-18/25/32	



Compatibilità

NOBEL BIO CARE®

NOBEL ACTIVE® Conical Connection



Piattaforma
3,0



Narrow
Platform
NP



Regular
Platform
RP



Wide
Platform
WP

NobelActive CC

	3.0 mm
	3.5 mm
	4.3 mm
	5.0 mm
	5.5 mm

NobelParallel CC

	3.0 mm
	3.5 mm
	4.3 mm
	5.0 mm
	5.5 mm

NobelReplace CC

	3.5 mm
	4.3 mm
	5.0 mm

		Ø 3,0	Ø 3,5/3,75 NP	Ø 4,3/5,0 RP/WP
	Analogo	AD-AT-00	AD-AN-00	AD-AR-00
	Analogo Procam	AD-AT-00/3D	AD-AN-00/3D	AD-AR-00/3D
	Transfer	DP1888	NA35CO	NA43CO
	Vite di guarigione h.3	DP2970	DP1917	DP1920
	Vite di guarigione h.5	DP2971	DP1918	DP1921
	Moncone Dritto h.1	DP-2959	NAMT35-1	NAMT43-1
	Moncone Dritto h.3	—	NAMT35-3	NAMT43-3
	Moncone angolato 17° H.1	—	NAMT3517-1	NAMT4317-1
	Moncone angolato 17° H.3	—	NAMT3517-3	NAMT4317-3
	Moncone angolato 15° H.2	DP2963	DP1909	DP1911
	Moncone angolato 15° H.4	—	DP1913	DP1915
	Provvvisorio Rotante	DP2957	NA35PROV-R	NA43PROV-R
	Provvvisorio Non Rotante	DP3278	NA35PROV	NA43PROV
	Calcinabile Rotante	DP2965	NA35CAR	NA43CAR
	Calcinabile Non Rotante	DP2967	NA35CA	NA43CA
	Base Cr/Co Rotante	AD-BT-01	AD-BN-01	AD-BR-01
	Base Cr/Co Non Rotante	AD-BT-00	AD-BN-00	AD-BR-00
	OverLoc h.1	—	DP2988	NA-430/1
	OverLoc h.2	—	DP-2989	NA-430/2
	OverLoc h.3	—	DP2990	NA-430/3
	OverLoc h.4	—	DP2991	NA-430/4
	OverLoc h.5	—	DP2992	DP2997
	Vite Primaria	AD-TT-00	DP-13NT	DP-13NA4

		Ø 3,0	Ø 3,5/3,75 NP	Ø 4,3/5,0 RPWP
	ScanBody Non Rotante h.10mm	AD-ST-00	AA-SN-00	AA-SR-00
	ScanBody Non Rotante h.15mm	AD-ST-02	AA-SN-02	AA-SR-02
	ScanBody Rotante h.10mm	AD-ST-01	AA-SN-01	AA-SR-01
	Interface Non Rotante h. 0,5	AD-IT-00/3D	AD-IN-00/3D	AD-IR-00/3D
	Interface Non Rotante h. 1,5	AD-IT-02/3D	AD-IN-02/3D	AD-IR-02/3D
	Interface Non Rotante h. 2,5	AD-IT-04/3D	AD-IN-04/3D	AD-IR-04/3D
	Interface Rotante h. 0,5	AD-IT-01/3D	AD-IN-01/3D	AD-IR-01/3D
	Interface Rotante h. 1,5	AD-IT-03/3D	AD-IN-03/3D	AD-IR-03/3D
	Interface Rotante h. 2,5	AD-IT-05/3D	AD-IN-05/3D	AD-IR-05/3D
	Vite primaria	AD-TT-00	AA-TN-00	AA-TR-00
	Vite TPA per fori angolati	AD-TT-50	AA-TN-50	AA-TR-50
	MUA dritto h.1,5	—	NAMU35-1	NAMU43-1
	MUA dritto h.2,5	—	NAMU35-2	NAMU43-2
	MUA dritto h.3,5	—	NAMU35-3	NAMU43-3
	MUA Angolato 17° h.2,5	—	NA35MU17	NA43MU17
	MUA Angolato 30° h.3,5	—	NA35MU30	NA43MU30
Tutti i componenti per sovrastrutture MUA sono riportati a pag. 69				



Driver manuale corto Unigrip	DP-39/T	DP-39/T	DP-39/T
Driver manuale lungo Unigrip	DP-39/TL	DP-39/TL	DP-39/TL
Punta Unigrip L.18/25/32	PU-00-18/25/32	PU-00-18/25/32	PU-00-18/25/32
Punta TPA per fori angolati L.18/25/32mm	KA-CT-18/25/32	KA-CT-18/25/32	KA-CT-18/25/32




Compatibilità

NOBEL BIO CARE®

BRANEMARK SYSTEM®



		Ø 3,5 NP	Ø 4,1 RP	Ø 5,0 WP
	Analogo	DP-31/A	AA-AR-00	DP-31
	Analogo Procam	AA-AN-00/3D	AA-AR-00/3D	AA-AW-00/3D
	Transfer	DP-001 NP	DP-36	AN1578
	Vite di guarigione h.3	DP-51	DP-78	DP-48
	Vite di guarigione h.4	DP-51/A	DP-78/A	DP-48/B
	Vite di guarigione h.5	DP-51/B	DP-78/B	DP-48/C
	Moncone Dritto h.1	DP-50/B	DP-05/TA	—
	Moncone Dritto h.2	—	DP-06/TA	DP-50/D
	Moncone Dritto h.3	DP-50	DP-07/TA	—
	Moncone Dritto h.4	—	AN1621	DP-50/A
	Moncone angolato 15°	DP-51/15	DP-02/TA	DP-50/15WP
	Moncone angolato 25°	DP2664	DP-03/TB	—
	Provvvisorio Rotante	DP-119/R	DP-106/TA	—
	Provvvisorio Non Rotante	DP-119	DP-106T	DP-119WP
	Calcinabile Rotante	DP-46/C	DP-12T	—
	Calcinabile Non Rotante	DP-46/B	DP-12/TA	DP-46
	Base Cr/Co Rotante	AA-BN-01	AA-BR-01	—
	Base Cr/Co Non Rotante	AA-BN-00	AA-BR-00	—
	OverLoc h.1	DP2547	DP2552	—
	OverLoc h.2	DP2548	DP2553	—
	OverLoc h.3	DP2549	DP2554	—
	OverLoc h.4	DP2550	DP2555	—
	OverLoc h.5	DP2551	DP2556	—
	Vite primaria	DP-13NT	DP-13T	DP-13WT

		Ø 3,5 NP	Ø 4,1 RP	Ø 5,0 WP
	ScanBody Non Rotante h.10mm	AA-SN-00	AA-SR-00	AA-SW-00
	ScanBody Non Rotante h.15mm	AA-SN-02	AA-SR-02	—
	ScanBody Rotante h.10mm	AA-SN-01	AA-SR-01	AA-SW-01
	Interface Non Rotante h. 0,5	—	AA-IR-00/3D	—
	Interface Non Rotante h. 1,5	AA-IN-02/3D	AA-IR-02/3D	AA-IW-02/3D
	Interface Non Rotante h. 2,5	—	AA-IR-04/3D	—
	Interface Rotante h. 0,5	—	AA-IR-01/3D	—
	Interface Rotante h. 1,5	AA-IN-03/3D	AA-IR-03/3D	AA-IW-03/3D
	Interface Rotante h. 2,5	—	AA-IR-05/3D	—
	Vite primaria	AA-TN-00	AA-TR-00	AA-TW-00
	Vite TPA per fori angolati	AA-TN-50	AA-TR-50	AA-TW-50
	MUA dritto h.1	DP1586	LMET10	DP1589
	MUA dritto h.2	DP1587	LMET20	DP1588
	MUA dritto h.3	DP2678	LMET30	DP2456
	MUA dritto h.4	DP2679	LMET40	—
	MUA Angolato 17° h.2	DP2680	LMET17-A	—
	MUA Angolato 17° h.3	DP2681	DP2148	—
	MUA Angolato 30° h.2	DP2682	DP2150	—
	MUA Angolato 30° h.3	DP2683	LMET30-A	—
Tutti i componenti per sovrastrutture MUA sono riportati a pag. 69				
	Driver manuale corto Unigrip	DP-39/T	DP-39/T	DP-39/T
	Driver manuale lungo Unigrip	DP-39/TL	DP-39/TL	DP-39/TL
	Punta Unigrip L.18/25/32	PU-00-18/25/32	PU-00-18/25/32	PU-00-18/25/32
	Punta TPA per fori angolati L.18/25/32mm	KA-CT-18/25/32	KA-CT-18/25/32	KA-CT-18/25/32



Compatibilità

NOBEL BIO CARE®

NOBEL REPLACE® SELECT

	3.5mm
	4.3mm
	5.0mm



Narrow
Platform
NP





Regular
Platform
RP



Wide
Platform
WP


Compatibile NOBEL REPLACE® SELECT

		Ø 3,5 NP	Ø 4,3 RP	Ø 5,0 WP
	Analogo	AC-AN-00	AC-AR-00	AC-AW-00
	Analogo Procam	AC-AN-00/3D	AC-AR-00/3D	AC-AW-00/3D
	Transfer	DP1926	DP1927	AN1928
	Vite di guarigione h.1	DP3076	DP3077	DP3078
	Vite di guarigione h.3	DP1751	DP1951	RPL50VG-3
	Vite di guarigione h.5	DP1752	DP1952	RPL50VG-5
	Moncone Dritto h.2	DP1147	DP1449	DP1451
	Moncone Dritto h.3	RPL35T-3	RPL43T-3	RPL50T-3
	Moncone angolato 15° H.1	RPL35A15-1	RPL43A15-1	RPL50A15-1
	Moncone angolato 15° H.3	RPL35A15-3	RPL43A15-3	RPL50A15-3
	Provvvisorio Rotante	RPL35PROV-R	RPL43PROV-R	RPL50PROV-R
	Provvvisorio Non Rotante	RPL35PROV	RPL43PROV	RPL50PROV
	Calcinabile Rotante	DP-80/R	—	—
	Calcinabile Non Rotante	DP-80	AC-HR-00	AC-HW-00
	Base Cr/Co Rotante	AC-BN-01	AC-BR-01	—
	Base Cr/Co Non Rotante	AC-BN-00	AC-BR-01	—
	OverLoc h.1	DP2696	DP2701	—
	OverLoc h.2	DP2697	DP2702	—
	OverLoc h.3	DP2698	DP2703	—
	OverLoc h.4	DP2699	DP2704	—
	OverLoc h.5	DP2700	DP2705	—
	Vite passante	DP-13NRT	DP-13RT	DP-13RT

		Ø 3,5 NP	Ø 4,3 RP	Ø 5,0 WP
	ScanBody Non Rotante h.10mm	AC-SN-00	AC-SR-00	AC-SW-00
	ScanBody Non Rotante h.15mm	AC-SN-02	AC-SR-02	AC-SW-02
	ScanBody Rotante h.10mm	AC-SN-01	AC-SR-01	AC-SW-01
	Interface Non Rotante h. 0,5	AC-IN-00/3D	AC-IR-00/3D	AC-IW-00/3D
	Interface Non Rotante h. 1,5	AC-IN-02/3D	AC-IR-02/3D	AA-IW-02/3D
	Interface Rotante h. 0,5	AC-IN-01/3D	AC-IR-01/3D	AC-IW-01/3D
	Interface Rotante h. 1,5	AC-IN-03/3D	AC-IR-03/3D	AA-IW-03/3D
	Vite primaria	AC-TN-00	AC-TR-00	AC-TR-00
	Vite TPA per fori angolati	AC-TN-50	AC-TR-50	AC-TR-51
	MUA dritto h.1	RPL35AE-1	RPL43AE-1	RPL50AE-1
	MUA dritto h.2	RPL35AE-2	RPL43AE-2	—
	MUA dritto h.3	RPL35AE-3	RPL43AE-3	—
	MUA dritto h.4	RPL35AE-4	RPL43AE-4	RPL50AE-4
	MUA Angolato 17° h.2	RPL35MU17-2	RPL43MU17-2	—
	MUA Angolato 17° h.3	RPL35MU17-3	RPL43MU17-3	—
	MUA Angolato 30° h.3	—	RPL43MU30-3	—
	MUA Angolato 30° h.4	—	RPL43MU30-4	—
Tutti i componenti per sovrastrutture MUA sono riportati a pag. 69				



Driver manuale corto Unigrip	DP-39/T	DP-39/T	DP-39/T
Driver manuale lungo Unigrip	DP-39/TL	DP-39/TL	DP-39/TL
Punta Unigrip L.18/25/32	PU-00-18/25/32	PU-00-18/25/32	PU-00-18/25/32
Punta TPA per fori angolati L.18/25/32mm	KA-CT-18/25/32	KA-CT-18/25/32	KA-CT-18/25/32

		Piattaforma Ø 4,8	
	Analogo MUA	AB-AR-00	
	Analogo Procam MUA	AB-AR-00/3D	
	Tranfer MUA	LTE010	
	Vite di guarigione MUA h.4	LMEVG	
	Vite di guarigione MUA h.6	LMEVG2	
	ScanBody MUA Non Rotante h.10mm	AB-SR-00	
	ScanBody MUA Rotante h.10mm	AB-SR-01	
	Interface MUA Non Rotante h. 3,5	AB-IR-00/3D	
	Interface MUA Non Rotante h. 6,5	AB-IR-02/3D	
	Interface MUA Rotante h. 3,5	AB-IR-01/3D	
	Interface MUA Rotante h. 6,5	AB-IR-03/3D	
	Vite MUA primaria	AB-TR-00	
	Vite MUA TPA per fori angolati	AB-TR-50	
	Provvisorio MUA rotante	LEP010	
	Provvisorio MUA liscio da saldatura rotante	LEP010-L	
	Calcinabile MUA rotante	LMCE1	
	Calcinabile base Cr/Co MUA rotante	AB-BR-01	
	Vite MUA primaria	DP-77/T2	
	Driver manuale Unigrip corto	DP-39/T	
	Driver manuale Unigrip lungo	DP-39/TL	
	Punta Unigrip L. 18/25/32mm	PU-00-18/25/32	
	Punta TPA per fori angolati L.18/25/32mm	KA-CT-18/25/32	



Compatibilità

OSSTEM IMPLANT[®] TSIII


D Ø3.5
Hex 2.1



D Ø4.0
Hex 2.5



D Ø4.5
Hex 2.5





		Ø 3,5 M	Ø 4,0 R
	Analogo	OB-AN-00	OB-AR-00
	Analogo Procam	OB-AN-00/3D	OB-AR-00/3D
	Transfer	DP3004	DP3003
	Vite di guarigione h.3	DP2421	DP3031
	Vite di guarigione h.5	DP2422	DP3032
	Moncone Dritto h.1,5	DP3012	DP3013
	Moncone Dritto h.3,0	DP3014	DP3015
	Moncone angolato 15° H.2,0	DP3020	DP3021
	Moncone angolato 25° H.2,0	DP3026	DP3027
	Provvisorio Rotante	DP3004	DP3005
	Provvisorio Non Rotante	DP3006	DP3007
	Calcinabile Rotante	DP3008	DP3009
	Calcinabile Non Rotante	DP3010	DP3011
	Base Cr/Co Rotante	OB-BN-01	OB-BR-01
	Base Cr/Co Non Rotante	OB-BN-00	OB-BR-00
	OverLoc h.1	DP3052	DP3057
	OverLoc h.2	DP3053	DP3125
	OverLoc h.3	DP3054	DP3126
	OverLoc h.4	DP3055	DP3127
	OverLoc h.5	DP-3056	DP3128


		Ø 3,5 M	Ø 4,0 R
	ScanBody Non Rotante h.10mm	OB-SN-00	OB-SR-00
	ScanBody Non Rotante h.15mm	OB-SN-02	OB-SR-02
	ScanBody Rotante h.10mm	OB-SN-01	OB-SR-01
	Interface Non Rotante h. 0,5	OB-IN-00/3D	OB-IR-00/3D
	Interface Non Rotante h. 1,5	OB-IN-02/3D	OB-IR-02/3D
	Interface Non Rotante h. 2,5	OB-IN-04/3D	OB-IR-04/3D
	Interface Rotante h. 0,5	OB-IN-01/3D	OB-IR-01/3D
	Interface Rotante h. 1,5	OB-IN-03/3D	OB-IR-03/3D
	Interface Rotante h. 2,5	OB-IN-05/3D	OB-IR-05/3D
	Vite primaria	OB-TN-00	OB-TR-00
	Vite TPA per fori angolati	OB-TN-50	OB-TR-50
	MUA dritto h.1,0	DP3058	DP2316
	MUA dritto h.2,0	DP3059	DP3142
	MUA dritto h.3,0	DP3060	DP3143
	MUA dritto h.4,0	DP3061	DP3144
	MUA dritto h.5,0	DP3062	DP3145
	MUA Angolato 17° h.2,5	DP3063	DP3065
	MUA Angolato 30° h.3,5	DP3067	DP3069
Tutti i componenti per sovrastrutture MUA sono riportati a pag. 69			
	Driver manuale corto 1,20	DP-39	DP-39
	Driver manuale lungo 1,20	DP-39/B	DP-39/B
	Punta 1,20 L.18/25/32	PH-20-18/25/32	PH-20-18/25/32
	Punta TPA per fori angolati L.18/25/32mm	KA-CT-18/25/32	KA-CT-18/25/32



Compatibilità **PHIBO[®] TSH[®]**



		Ø S2	Ø S3/S4	Ø S5
	Analogo	NA-AN-00	AA-AR-00	HA-AW-00
	Analogo Procam	NA-AN-00/3D	AA-AR-00/3D	HA-AW-00/3D
	Transfer	DP3384	DP-36	DP1530
	Vite di guarigione h.3	NA-DN-03	DP-78	NA-DW-03
	Vite di guarigione h.4	NA-DN-04	DP-78/A	—
	Vite di guarigione h.5	NA-DN-05	DP-78/B	NA-DW-05
	Moncone Dritto h.1	DP3386	DP-05/A	—
	Moncone Dritto h.2	—	DP-06/A	—
	Moncone Dritto h.3	—	DP-07/A	—
	Moncone Dritto h.4	—	AN1621	—
	Moncone angolato 15°	—	DP-02/A	—
	Moncone angolato 25°	—	DP-03/B	—
	Provvvisorio Rotante	DP1694	DP-106/A	NA-PW-07
	Provvvisorio Non Rotante	DP1531	DP-106	NA-PW-06
	Calcinabile Rotante	DP3391	DP-12	DP1511
	Calcinabile Non Rotante	DP3388	DP-12/A	DP1512
	Base Cr/Co Rotante	—	AA-BR-01	—
	Base Cr/Co Non Rotante	—	AA-BR-00	—
	OverLoc h.1	NA-LN-01	DP2552	—
	OverLoc h.2	NA-LN-02	DP2553	—
	OverLoc h.3	NA-LN-03	DP2554	—
	OverLoc h.4	NA-LN-04	DP2555	—
	Vite primaria	NA-TN-00	DP-13	NA-TW-00

		Ø S2	Ø S3/S4	Ø S5
	ScanBody Non Rotante h.10mm	NA-SN-00	AA-SR-00	NA-SW-00
	ScanBody Non Rotante h.15mm	NA-SN-02	AA-SR-02	—
	ScanBody Rotante h.10mm	NA-SN-01	AA-SR-01	NA-SW-01
	Interface Non Rotante h. 0,5	—	AA-IR-00/3D	—
	Interface Non Rotante h. 1,5	NA-IN-02/3D	AA-IR-02/3D	NA-IW-02/3D
	Interface Non Rotante h. 2,5	—	AA-IR-04/3D	—
	Interface Rotante h. 0,5	—	AA-IR-01/3D	—
	Interface Rotante h. 1,5	NA-IN-03/3D	AA-IR-03/3D	NA-IW-03/3D
	Interface Rotante h. 2,5	—	AA-IR-05/3D	—
	Vite primaria	NA-TN-00	BA-TR-01	NA-TW-00
	Vite TPA per fori angolati	MB-TN-50	AA-TR-50	AA-TR-50
	MUA dritto h.1	DP1338	LMET10	—
	MUA dritto h.2	DP-1342	LMET20	—
	MUA dritto h.3	DP-1366	LMET30	—
	MUA dritto h.4	—	LMET40	—
	MUA Angolato 17° h.2	—	LMET17-A	—
	MUA Angolato 17° h.3	—	AN2148	—
	MUA Angolato 30° h.2	—	AN2150	—
	MUA Angolato 30° h.3	—	LMET30-A	—
Tutti i componenti per sovrastrutture MUA sono riportati a pag. 69				
	Driver manuale corto 1,20/1,25	DP-39/A	DP-39	DP-39/A
	Driver manuale lungo 1,20/1,25	DP-39/D	DP-39/B	DP-39/D
	Punta 1,20/1,25 L.18/25/32	PH-25-18/25/32	PH-20-18/25/32	PH-25-18/25/32
	Punta TPA per fori angolati L.18/25/32mm	KA-CT-18/25/32	KA-CT-18/25/32	KA-CT-18/25/32



Compatibilità

STRAUMANN® BLX®

		Ø RB/WB	
	Analogo	DC-AR-00	
	Analogo Procam	DC-AR-00/3D	
	Transfer	DC-PR-06	
	Vite di guarigione h.1,0	DC-DR-01	
	Vite di guarigione h.3,0	DC-DR-03	
	Vite di guarigione h.5,0	DC-DR-05	
	Provvvisorio Rotante	DC-PR-07	
	Provvvisorio Non Rotante	DC-PR-06	
	Base Cr/Co Rotante	DC-BR-01	
	Base Cr/Co Non Rotante	DC-BR-00	
	OverLoc h.2	DC-LR-02	
	OverLoc h.3	DC-LR-03	
	OverLoc h.4	DC-LR-04	
	OverLoc h.5	DC-LR-05	

		Ø RB/WB	
	ScanBody Non Rotante h.10mm	DC-SR-00	
	ScanBody Non Rotante h.15mm	DC-SR-02	
	ScanBody Rotante h.10mm	DC-SR-01	
	Interface Non Rotante h. 1	DC-IR-00/3D	
	Interface Non Rotante h. 2	DC-IR-02/3D	
	Interface Non Rotante h. 3	DC-IR-04/3D	
	Interface Rotante h. 1	DC-IR-01/3D	
	Interface Rotante h. 2	DC-IR-03/3D	
	Interface Rotante h. 3	DC-IR-05/3D	
	Vite primaria	DC-TR-00	
	Vite primaria con trattamento TIN	DC-TR-00/Tin	
	Mua dritto h.1,5	DC-MR-01	
	Mua dritto h.2,5	DC-MR-02	
	Mua dritto h.3,5	DC-MR-03	
	Mua angolato 17° h.3,5	DC-MR-13	
	Mua angolato 30° h.4,5	DC-MR-34	
Tutti i componenti per sovrastrutture MUA sono riportati a pag. 69			

	Punta Torx L.18/25/32	PT-00-18/25/32	
---	-----------------------	----------------	--



Compatibilità

STRAUMANN[®] BONE LEVEL[®]

NC	RC	RC
Ø 3,3 mm	Ø 4,1 mm	Ø 4,8 mm
 	 	 

Compatibile STRAUMANN® BONE LEVEL

		Ø 3,3 NC	Ø 4,1/4.8 RC
	Analogo	BOLAN3	BOLAN4
	Analogo Procam	DB-AN-00/3D	DB-AR-00/3D
	Transfer	BOLCO-3	BOLCO-4
	Vite di guarigione h.2	—	DP1704
	Vite di guarigione h.3	BOLVG3-3	—
	Vite di guarigione h.4	BOLVG-4	DP1707
	Vite di guarigione h.5	BOLVG-5	—
	Moncone dritto h.2	BOLMT33-2	BOLMT47-2
	Moncone angolato 17°	BOLMT33717	BOLMT4717
	Provisorio Rotante	AN1154	BOL47PR-R
	Provisorio Non Rotante	AN1153	BOL47PR
	Calcinabile Rotante	BOLCA-3R	DP1576
	Calcinabile Non Rotante	BOLCA-3	DP1577
	Base Cr/Co Rotante	DA-BN-01	DA-BR-01
	Base Cr/Co Non Rotante	DA-BN-00	DA-BR-00
	OverLoc h.1	DP2833	DP2838
	OverLoc h.2	DP2834	DP2839
	OverLoc h.3	DP2835	DP2840
	OverLoc h.4	DP2836	DP2841
	OverLoc h.5	DP2837	DP2842
	Vite Primaria	DP-13BOL	DP-13BOL

Compatibile STRAUMANN® BONE LEVEL

		Ø 3,3 NC	Ø 4,1/4.8 RC
	ScanBody Non Rotante h.10mm	DB-SN-00	DA-SR-00
	ScanBody Non Rotante h.15mm	DB-SN-02	DB-SR-02
	ScanBody Rotante h.10mm	DB-SN-01	DA-SR-01
	Interface Non Rotante h. 0,5	DB-IN-00/3D	DB-IR-00/3D
	Interface Non Rotante h. 1,5	DB-IN-02/3D	DB-IR-02/3D
	Interface Non Rotante h. 2,5	DB-IN-04/3D	DB-IR-04/3D
	Interface Non Rotante h. 3,5	DB-IN-06/3D	DB-IR-06/3D
	Interface Rotante h. 0,5	DB-IN-01/3D	DB-IR-01/3D
	Interface Rotante h. 1,5	DB-IN-03/3D	DB-IR-03/3D
	Interface Rotante h. 2,5	DB-IN-05/3D	DB-IR-05/3D
	Interface Rotante h. 3,5	DB-IN-07/3D	DB-IR-07/3D
	Vite primaria	DB-TR-00	DB-TR-00
	Vite TPA per fori angolati	DB-TR-50	DB-TR-50
	Mua dritto h.1,5	DB-MN-01	DB-MR-01
	Mua dritto h.2,5	DB-MN-02	DB-MR-02
	Mua dritto h.3,5	DB-MN-03	DB-MR-03
	Mua dritto h.4,5	DB-MN-04	DB-MR-04
	Mua angolato 17° h.2,5	DB-MN-12	DB-MR-12
	Mua angolato 17° h.3,5	DB-MN-13	DB-MR-13
	Mua angolato 30° h.2,5	DB-MN-33	DB-MR-33
	Mua angolato 30° h.3,5	DB-MN-34	DB-MR-34
Tutti i componenti per sovrastrutture MUA sono riportati a pag. 69			
	Punta Torx L.18/25/32	PH-20-18/25/32	PH-20-18/25/32
	Punta TPA per fori angolati L.18/25/32mm	KA-CT-18/25/32	KA-CT-18/25/32



Compatibilità

STRAUMANN® TISSUE LEVEL®

RN	RN	RN	WN
Ø 4,8 mm	Ø 4,8 mm	Ø 4,8 mm	Ø 6,5 mm
			
Ø 3,3 mm	Ø 4,1 mm	Ø 4,8 mm	Ø 4,8 mm

Diagram illustrating the compatibility of Straumann Tissue Level implants. The table shows four columns representing different implant types: RN, RN, RN, and WN. Each column displays the implant's dimensions (top and bottom diameters) and a color-coded dot (yellow, red, green, green) indicating compatibility. The WN implant also shows a 1,6 mm offset dimension.

		Ø 4,8 RN	Ø 6,5 WN
	Analogo	DA-AR-00	DA-AW-00
	Analogo Procam	DA-AR-00/3D	DA-AW-00/3D
	Transfer	DP1731	DP1732
	Vite di guarigione h.2	MAXX5001	DP1765
	Vite di guarigione h.3	MAXX5002	DP1766
	Vite di guarigione h.4	MAXX5003	DP1767
	Moncone dritto estetico	MAXX5007-L	DP1748
	Moncone angolato 15°	DP1028	DP2767
	Moncone angolato 20°	DP1046	—
	Provisorio Rotante	DP1050	DP1736
	Provisorio Non Rotante	DP1467	DP1737
	Calcinabile Rotante	DA-RR-01	—
	Calcinabile Non Rotante	MAXX5004	—
	Base Cr/Co Rotante	DA-BR-01	DA-BW-01
	Base Cr/Co Non Rotante	DA-BR-00	DA-BW-00
	OverLoc h.1	DP2558	—
	OverLoc h.2	DP2559	—
	OverLoc h.3	DP2560	—
	OverLoc h.4	DP2561	—
	OverLoc h.5	DP2562	—
	Vite Primaria	MAXX5016	MAXX5016

		Ø 4,8 RN	Ø 6,5 WN
	ScanBody Non Rotante h.10mm	DA-SR-00	DA-SW-00
	ScanBody Non Rotante h.15mm	DA-SR-02	—
	ScanBody Rotante h.10mm	DA-SR-01	DA-SW-01
	Interface Non Rotante h. 0,4	DA-IR-00/3D	DA-IW-00/3D
	Interface Rotante h. 0,4	DA-IR-01/3D	DA-IW-01/3D
	Vite primaria	DA-TR-01	DA-TR-01
	Vite TPA per fori angolati	DA-TR-51	DA-TR-51
	Mua dritto h.1 (Componenti per Sovrastrutture MUA a pag. 69)	DA-MR-01	—
	Moncone Synocta	DA-PR-00	—
	Provisorio Synocta Rotante	DA-PR-08	—
	Provisorio Synocta Non Rotante	DA-PR-09	—
	Calcinabile Synocta Rotante	DA-HR-01	—
	Calcinabile Synocta Non Rotante	DA-HR-00	—
	Base Cr/Co Synocta Rotante	DA-BR-02	
	Base Cr/co Synocta Non Rotante	DA-BR-03	
	Punta Torx L.18/25/32	PH-20-18/25/32	PH-20-18/25/32
	Punta TPA per fori angolati L.18/25/32mm	KA-CT-18/25/32	KA-CT-18/25/32



Compatibilità

SWEDEN&MARTINA[®]
OUTLINK[®]

Ø 3.00 mm



Ø 3.30 mm



Ø 4.10SP mm



Ø 3.75 mm
(piattaforma Ø 4.10 mm)




Ø 4.10 mm



Ø 5.00 mm



		Ø 3,3	Ø 4,1	Ø 5,0
	Analogo	MA-AN-00	AA-AR-00	BA-AW-00
	Analogo Procam	MA-AN-00/3D	AA-AR-00/3D	BA-AW-00/3D
	Transfer	DP2222	DP-36	DP-2224
	Vite di guarigione h.3	DP5769	DP-78	DP2877
	Vite di guarigione h.4	DP5770	DP-78/A	DP1598
	Vite di guarigione h.5	DP5771	DP-78/B	DP2878
	Moncone Dritto h.1	—	DP-05/A	DP-100
	Moncone Dritto h.2	DP1984	DP-06/A	—
	Moncone Dritto h.3	—	DP-07/A	DP2290
	Moncone Dritto h.4	DP1985	DP1621	—
	Moncone angolato 15°	—	DP-02/A	DP-02/B
	Moncone angolato 25°	—	DP-03/B	DP-03/C
	Provvvisorio Rotante	DP2225	DP-106/A	DP2229
	Provvvisorio Non Rotante	DP2226	DP-106	DP2230
	Calcinabile Rotante	—	DP-12	DP-45/A
	Calcinabile Non Rotante	—	DP-12/A	DP-45
	Base Cr/Co Rotante	MA-BN-01	AA-BR-01	BA-BW-01
	Base Cr/Co Non Rotante	MA-BN-00	AA-BR-00	BA-BW-00
	OverLoc h.1	—	DP2552	—
	OverLoc h.2	MA-LN-02	DP2553	—
	OverLoc h.3	MA-LN-03	DP2554	—
	OverLoc h.4	MA-LN-04	DP2555	—
	Vite primaria	MA-TN-00	DP-13OUT	DP-13OUT


		Ø 3,4	Ø 4,1	Ø 5,0
	ScanBody Non Rotante h.10mm	MA-SN-00	AA-SR-00	BA-SW-00
	ScanBody Non Rotante h.15mm	MA-SN-02	AA-SR-02	BA-SW-02
	ScanBody Rotante h.10mm	MA-SN-01	AA-SR-01	BA-SW-01
	Interface Non Rotante h. 0,5	—	AA-IR-00/3D	BA-IW-00/3D
	Interface Non Rotante h. 1,5	MA-IN-02/3D	AA-IR-02/3D	BA-IW-02/3D
	Interface Non Rotante h. 2,5	MA-IN-04/3D	AA-IR-04/3D	—
	Interface Rotante h. 0,5	—	AA-IR-01/3D	BA-IW-01/3D
	Interface Rotante h. 1,5	MA-IN-03/3D	AA-IR-03/3D	BA-IW-03/3D
	Interface Rotante h. 2,5	MA-IN-05/3D	AA-IR-05/3D	—
	Vite primaria	MA-TN-00	BA-TR-01	BA-TR-01
	Vite TPA per fori angolati	MA-TN-50	AA-TR-50	AA-TR-50
	MUA dritto h.1	DP1687	LMET10	DP1605
	MUA dritto h.2	DP1688	LMET20	DP1606
	MUA dritto h.3	DP1283	LMET30	DP1295
	MUA dritto h.4	DP1284	LMET40	DP1296
	MUA Angolato 17° h.2	—	LMET17-A	—
	MUA Angolato 17° h.3	—	DP2148	—
	MUA Angolato 30° h.2	—	DP2150	—
	MUA Angolato 30° h.3	—	LMET30-A	—
Tutti i componenti per sovrastrutture MUA sono riportati a pag. 69				
	Driver manuale corto 1,25	DP-39/A	DP-39/A	DP-39/A
	Driver manuale lungo 1,25	DP-39/D	DP-39/D	DP-39/D
	Punta 1,25 L.18/25/32	PH-25-18/25/32	PH-25-18/25/32	PH-25-18/25/32
	Punta TPA per fori angolati L.18/25/32mm	KA-CT-18/25/32	KA-CT-18/25/32	KA-CT-18/25/32



Compatibilità

SWEDEN&MARTINA[®]
PRAMA[®]



		Ø 3,30 - 3,8 - 4,25 - 5,0	
	Analogo	MB-AT-00	
	Analogo Procam	MB-AT-00/3D	
	Transfer	KO33CO	
	Vite di guarigione h.2	KO33VG2	
	Vite di guarigione h.3	DP1814	
	Vite di guarigione h.5	DP1818	
	Moncone Dritto h.1	KO33MT-1	
	Moncone Dritto h.2	KO33MT-2	
	Moncone angolato 15° H.2	KO33AG-15	
	Moncone angolato 25° H.2	DP1996	
	Provvisorio Rotante	KO33PROV-R	
	Provvisorio Non Rotante	KO33PROV	
	Calcinabile Rotante	KO33CAR	
	Calcinabile Non Rotante	KO33CA	
	Base Cr/Co Rotante	MB-BT-01	
	Base Cr/Co Non Rotante	MB-BT-00	
	OverLoc h.1	DP2714	
	OverLoc h.2	DP2715	
	OverLoc h.3	DP2716	
	OverLoc h.4	DP2717	
	OverLoc h.5	DP2718	
	Vite primaria	DP13K3	

Ø 3,30 - 3,8 - 4,25 - 5,0



ScanBody Non Rotante h.10mm

MB-ST-00

ScanBody Non Rotante h.15mm

MB-ST-02

ScanBody Rotante h.10mm

MB-ST-01



Interface Non Rotante h. 0,5

MB-IT-00/3D

Interface Non Rotante h. 1,5

MB-IT-02/3D

Interface Rotante h. 0,5

MB-IT-01/3D

Interface Rotante h. 1,5

MB-IT-03/3D



Vite primaria

MB-TN-00

Vite TPA per fori angolati

MB-TN-50



PAD dritto h.1

DP2501

PAD dritto h.2

DP2502

PAD dritto h.3

DP2503

PAD dritto h.4

DP2508



PAD Angolato 17° h.2,5

DP4500

PAD Angolato 30° h.3,5

DP4501

Tutti i componenti per sovrastrutture PAD sono riportati a pag. 96



Driver manuale corto 1,27

DP-39/A

Driver manuale lungo 1,27

DP-39/D

Punta 1,25 L.18/25/32

PH-25-18/25/32

Punta TPA per fori angolati L.18/25/32mm

KA-CT-18/25/32



Compatibilità

SWEDEN&MARTINA[®]

PREMIUM KOHNO[®]



		Ø 3,3	Ø 3,8	Ø 4,25	Ø 5,0
	Analogo	MB-AT-00	MB-AN-00	MB-AR-00	MB-AW-00
	Analogo Procam	MB-AT-00/3D	MB-AN-00/3D	MB-AR-00/3D	—
	Transfer	KO33CO	KO38CO	KO42CO	KO50CO
	Vite di guarigione h.2	KO33VG2	KO38VG2	KO42VG2	KO50VG2
	Vite di guarigione h.3	DP1814	DP1815	DP1814	—
	Vite di guarigione h.4	—	—	KO42VG4	KO50VG4
	Vite di guarigione h.5	DP1818	DP1819	DP1818	—
	Moncone Dritto h.1	KO33MT-1	KO38MT-1	KO42MT-1	KO50MT-1
	Moncone Dritto h.2	KO33MT-2	KO38MT-2	KO42MT-2	KO50MT-2
	Moncone Dritto h.4	—	KO38MT-4	KO42MT-4	—
	Moncone angolato 15° H.2	KO33AG-15	KO38AG-15	KO42AG-15	KO50AG-15
	Moncone angolato 25° H.2	DP1996	KO38AG-25	KO42AG-25	—
	Provvvisorio Rotante	KO33PROV-R	KO38PROV-R	KO42PROV-R	KO50PROV-R
	Provvvisorio Non Rotante	KO33PROV	KO38PROV	KO42PROV	KO50PROV
	Calcinabile Rotante	KO33CAR	KO38CAR	KO42CAR	KO50CAR
	Calcinabile Non Rotante	KO33CA	KO38CA	KO42CA	KO50CA
	Base Cr/Co Rotante	MB-BT-01	MB-BN-01	MB-BR-01	—
	Base Cr/Co Non Rotante	MB-BT-00	MB-BN-00	MB-BR-00	—
	OverLoc h.1	DP2714	DP2719	DP2714	—
	OverLoc h.2	DP2715	DP2720	DP2725	—
	OverLoc h.3	DP2716	DP2721	DP2726	—
	OverLoc h.4	DP2717	DP2722	DP2727	—
	OverLoc h.5	DP2718	DP2723	DP2728	—
	Vite primaria	DP13K3	DP-13K3	DP13K4	DP-13K4

		Ø 3,3	Ø 3,8	Ø 4,25
	ScanBody Non Rotante h.10mm	MB-ST-00	MB-SN-00	MB-SR-00
	ScanBody Non Rotante h.15mm	MB-ST-02	MB-SN-02	MB-SR-02
	ScanBody Rotante h.10mm	MB-ST-01	MB-SN-01	MB-SR-01
	Interface Non Rotante h. 0,5	MB-IT-00/3D	MB-IN-00/3D	MB-IR-00/3D
	Interface Non Rotante h. 1,5	MB-IT-02/3D	MB-IN-02/3D	MB-IR-02/3D
	Interface Rotante h. 0,5	MB-IT-01/3D	MB-IN-01/3D	MB-IR-01/3D
	Interface Rotante h. 1,5	MB-IT-03/3D	MB-IN-03/3D	MB-IR-03/3D
	Vite primaria	MB-TN-00	MB-TN-00	MB-TR-00
	Vite TPA per fori angolati	MB-TN-50	MB-TN-50	MB-TR-50
	PAD dritto h.1	DP2501	DP2491	DP2494
	PAD dritto h.2	DP2502	DP2492	DP2495
	PAD dritto h.3	DP2503	DP2493	DP2496
	PAD dritto h.4	DP2508	DP2509	DP2510
	PAD Angolato 17° h.2,5	DP4500	DP2487	DP2490
	PAD Angolato 30° h.3,5	DP4501	DP2488	DP2489
Tutti i componenti per sovrastrutture PAD sono riportati a pag. 96				


	Driver manuale corto 1,27	DP-39/A	DP-39/A	DP-39/A
	Driver manuale lungo 1,27	DP-39/D	DP-39/D	DP-39/D
	Punta 1,25 L.18/25/32	PH-25-18/25/32	PH-25-18/25/32	PH-25-18/25/32
	Punta TPA per fori angolati L.18/25/32mm	KA-CT-18/25/32	KA-CT-18/25/32	KA-CT-18/25/32




Compatibilità

SWEDEN & MARTINA®

PREMIUM ONE® SHELTA®



		Ø 3,80 –4,25 –5,0	
	Analogo	MB-AN-00	
	Analogo Procam	MB-AN-00/3D	
	Transfer	KO38CO	
	Vite di guarigione h.2	KO38VG2	
	Vite di guarigione h.3	DP1815	
	Vite di guarigione h.5	DP1819	
	Moncone Dritto h.1	KO38MT-1	
	Moncone Dritto h.2	KO38MT-2	
	Moncone Dritto h.4	KO38MT-4	
	Moncone angolato 15° H.2	KO38AG-15	
	Moncone angolato 25° H.2	KO38AG-25	
	Provvisorio Rotante	KO38PROV-R	
	Provvisorio Non Rotante	KO38PROV	
	Calcinabile Rotante	KO38CAR	
	Calcinabile Non Rotante	KO38CA	
	Base Cr/Co Rotante	MB-BN-01	
	Base Cr/Co Non Rotante	MB-BN-00	
	OverLoc h.1	DP2719	
	OverLoc h.2	DP2720	
	OverLoc h.3	DP2721	
	OverLoc h.4	DP2722	
	OverLoc h.5	DP2723	
	Vite primaria	DP13K3	

		Ø 3,80 –4,25 –5,0	
	ScanBody Non Rotante h.10mm	MB-SN-00	
	ScanBody Non Rotante h.15mm	MB-SN-02	
	ScanBody Rotante h.10mm	MB-SN-01	
	Interface Non Rotante h. 0,5	MB-IN-00/3D	
	Interface Non Rotante h. 1,5	MB-IN-02/3D	
	Interface Rotante h. 0,5	MB-IN-01/3D	
	Interface Rotante h. 1,5	MB-IN-03/3D	
	Vite primaria	MB-TN-00	
	Vite TPA per fori angolati	MB-TN-50	
	PAD dritto h.1	DP2491	
	PAD dritto h.2	DP2492	
	PAD dritto h.3	DP2493	
	PAD dritto h.4	DP2509	
	PAD Angolato 17° h.2,5	DP2487	
	PAD Angolato 30° h.3,5	DP2488	
Tutti i componenti per sovrastrutture PAD sono riportati a pag. 96			




Driver manuale corto 1,27	DP-39/A	
Driver manuale lungo 1,27	DP-39/D	
Punta 1,25 L.18/25/32	PH-25-18/25/32	
Punta TPA per fori angolati L.18/25/32mm	KA-CT-18/25/32	

		Piattaforma Ø 5,0	
	Analogo PAD	KO-01	
	Transfer PAD	KO-06	
	Vite di guarigione PAD h.4	DP2785	
	T-Base PAD rotante	KO-07	
	Provvisorio PAD rotante	KO-03	
	Provvisorio PAD liscio da saldatura rotante	KO-05	
	Calcinabile PAD rotante	KO-02	
	Vite PAD primaria	DP-13KV	
	Driver manuale 1,27 corto	DP-39/A	
	Driver manuale 1,27 lungo	DP-39/D	
	Punta 1,25 L. 18/25/32mm	PH-25-18/25/32	



Compatibilità **THOMMEN®**



		Ø 3,5	Ø 4,0	Ø 4,5
	Analogo	DP2924	DP2925	DP2926
	Calcinabile Rotante	DP2933	DP2934	DP2935
	Calcinabile Non Rotante	DP2936	DP2937	DP2938
	Moncone dritto h.2	DP3419	DP3420	DP3421
	Moncone angolato 20° H.1	DP4537	DP4538	DP4539
	Moncone angolato 20° h.3	DP4540	DP4541	DP4542
	Base Cromo/Cobalto Rotante	DP2927	DP2928	DP2929
	Base Cromo/Cobalto Non Rotante	DP2954	DP2415	DP2416
	T-base Rotante h.0,5	DP2943	DP2944	DP2945
	T-base Non Rotante h.0,5	DP2946	DP2947	DP2948
	MUA dritto h.1	DP3164	DP2517	DP2514
	MUA dritto h.2	DP3165	DP2518	DP2515
	MUA dritto h.3	DP3166	DP2519	DP2516
	Vite primaria	DP3096	DP2942	DP2942
Tutti i componenti per sovrastrutture MUA sono riportati a pag. 69				

	QUADRILOBO manuale corto/lungo	STI432/443	STI432/443	STI432/443
	QUADRILOBO da manipolo corto/lungo	STI465/467	STI465/467	STI465/467



Compatibilità ZIMMER® EZTETIC®

		Ø 3,1	
	Analogo	FC-AT-00	
	Analogo Procam	FC-AT-00/3D	
	Transfer	FC-PT-06	
	Vite di guarigione h.1	FC-DT-01	
	Vite di guarigione h.2,5	FC-DT-02	
	Vite di guarigione h.4	FC-DT-04	
	Provvisorio Rotante	FC-PT-07	
	Provvisorio Non Rotante	FC-PT-06	
	Base Cr/Co Rotante	FC-BT-01	
	Base Cr/Co Non Rotante	FC-BT-00	
	OverLoc h.2	FC-LT-02	
	OverLoc h.3	FC-LT-03	
	OverLoc h.4	FC-LT-04	
	ScanBody Non Rotante h.10mm	FC-ST-00	
	ScanBody Non Rotante h.15mm	FC-ST-02	
	ScanBody Rotante h.10mm	FC-ST-01	

		Ø 3,1	
	Interface Non Rotante h. 1	FC-IT-00/3D	
	Interface Non Rotante h. 2	FC-IT-02/3D	
	Interface Non Rotante h. 3	FC-IT-04/3D	
	Interface Rotante h. 1	FC-IT-01/3D	
	Interface Rotante h. 2	FC-IT-03/3D	
	Interface Rotante h. 3	FC-IT-05/3D	
	Vite primaria	FC-TT-00	
	Vite TPA per fori angolati	FC-TT-50	
	Mua dritto h.1,5	FC-MT-01	
	Mua dritto h.2,5	FC-MT-02	
	Mua dritto h.3,5	FC-MT-03	
	Mua angolato 17° h.2,5	FC-MT-12	
	Mua angolato 30° h.3,5	FC-MT-33	
Tutti i componenti per sovrastrutture MUA sono riportati a pag. 69			



Driver manuale corto 1,27	DP-39/A	
Driver manuale lungo 1,27	DP-39/D	
Punta 1,25 L.18/25/32	PH-25-18/25/32	
Punta TPA per fori angolati L.18/25/32mm	KA-CT-18/25/32	



Compatibilità

ZIMMER® SCREW VENT®




Compatibile ZIMMER® SCREW-VENT®


		Ø 3,5	Ø 4,5	Ø 5,7
	Analogo	FA-AN-00	FA-AR-00	FA-AW-00
	Analogo Procam	FA-AN-00/3D	FA-AR-00/3D	FA-AW-00/3D
	Transfer	DP-108/C	DP1825	FA-PW-06
	Vite di guarigione h.2	DP-43	DP-44	—
	Vite di guarigione h.3	DP-43/A	DP-44/A	DP1847
	Vite di guarigione h.4	DP-43/B	DP-44/B	—
	Vite di guarigione h.5	DP-43/C	AN1849	DPP1850
	Moncone Dritto h.1	DP-05	DP-100/A	DP1841
	Moncone Dritto h.2	DP-06	—	—
	Moncone Dritto h.3	DP-07	DP-101/A	DP1844
	Moncone Dritto h.4	DP-08	—	—
	Moncone angolato 15° H.1	DP-02/E	—	—
	Moncone angolato 15° H.2	DP-02	DP-02/C	—
	Moncone angolato 15° H.3	DP-02/D	—	—
	Moncone angolato 25° H.2	DP-03	—	—
	Provvvisorio Rotante	DP-108/A	DP-110/A	—
	Provvvisorio Non Rotante	DP-108	DP-110	—
	Calcinabile Rotante	DP-09/A	DP-09/C	DP2108
	Calcinabile Non Rotante	DP-09	DP-09/B	DP2108
	Base Cr/Co Rotante	FA-BN-01	FA-BR-01	—
	Base Cr/Co Non Rotante	FA-BN-00	FA-BR-00	—
	OverLoc h.1	AN2482	DP2636	—
	OverLoc h.2	AN2483	DP2637	—
	OverLoc h.3	AN2484	DP2638	—
	OverLoc h.4	AN2485	DP2639	—
	OverLoc h.5	AN2486	DP2640	—
	Vite primaria	DP-13I	DP-13I	DP-13I

		Ø 3,5	Ø 4,5	Ø 5,7
	ScanBody Non Rotante h.10mm	FA-SN-00	FA-SR-00	FA-SW-00
	ScanBody Non Rotante h.15mm	FA-SN-02	FA-SR-02	FA-SW-02
	ScanBody Rotante h.10mm	FA-SN-01	FA-SR-01	FA-SW-01
	Interface Non Rotante h. 0,5	FA-IN-00/3D	FA-IR-00/3D	FA-IW-00/3D
	Interface Non Rotante h. 1,5	FA-IN-02/3D	FA-IR-02/3D	—
	Interface Non Rotante h. 2,5	FA-IN-04/3D	FA-IR-04/3D	—
	Interface Rotante h. 0,5	FA-IN-01/3D	FA-IR-01/3D	FA-IW-01/3D
	Interface Rotante h. 1,5	FA-IN-03/3D	FA-IR-03/3D	—
	Interface Rotante h. 2,5	FA-IN-05/3D	FA-IR-05/3D	—
	Vite primaria	FA-TR-00	FA-TR-00	FA-TR-00
	Vite TPA per fori angolati	FA-TR-50	FA-TR-50	FA-TR-50
	MUA dritto h.1	DP1615	SVMU45-1	—
	MUA dritto h.2	DP1616	SVMU45-2	—
	MUA dritto h.3	DP1617	DP1856	—
	MUA dritto h.4	DP1618	DP1333	—
	MUA Angolato 17° h.2,5	DP1012	DP4943	—
	MUA Angolato 17° h.3,5	DP1356	DP4949	—
	MUA Angolato 30° h.3,5	DP1207	DP4944	—
	MUA Angolato 30° h.4,5	DP1144	DP4950	—
Tutti i componenti per sovrastrutture MUA sono riportati a pag. 69				
	Driver manuale corto 1,27	DP-39/A	DP-39/A	DP-39/A
	Driver manuale lungo 1,27	DP-39/D	DP-39/D	DP-39/D
	Punta 1,25 L.18/25/32	PH-25-18/25/32	PH-25-18/25/32	PH-25-18/25/32
	Punta TPA per fori angolati L.18/25/32mm	KA-CT-18/25/32	KA-CT-18/25/32	KA-CT-18/25/32


FLUSSO DI LAVORO INTERFACE



FLUSSO DI LAVORO MULTIUNIT M.U.A.



FLUSSO DI LAVORO PROTESI MOBILE



SPECIFICHE VITI

DESCRIZIONE	Piattaforma	Filettatura	Driver	Serraggio
Anthogyr®	Ø RP	M1,6	Hex 1,18	25ncm
Astra Tech® Evolution® EV	Ø 3,6	M1,6	Hex 1,27	20ncm
Astra Tech® Evolution® EV	Ø 4,2	M1,8	Hex 1,27	20ncm
Astra Tech® Osseospeed®	Ø 3,0	M1,4	Hex 1,27	15ncm
Astra Tech® Osseospeed®	Ø 3,5/4,0	M1,6	Hex 1,27	20ncm
Astra Tech® Osseospeed®	Ø 4,4/5,0	M2	Hex 1,27	25ncm
Bego® Semados	Ø 3,25-3,75 /4,1/4,5	M1,8	Hex 1,25	30ncm
Biohorizons®	Ø 3,0/3,5/4,5/5,7	M1,8	Hex 1,27	35ncm
Biomet 3i® Certain	Ø 3,4/4,1/5,0	M1,6	Hex 1,20	20ncm
Biomet 3i® esterno	Ø 3,4/4,1/5,0	M2	Hex 1,20	35ncm
Biotech® Dental Kontakt®	Ø RP	M1,4	Hex 1,20	20ncm
Bredent® BluSky®	Ø 3,5/4,5/5,5	M1,8	Unigrip Bredent	25ncm
BTK® Esterno ER-EW	Ø 4,1/5,0	M2	Hex 1,20	35ncm
BTK® Interno IR-IM	Ø 3,5/4,5	M1,8	Hex 1,25	25ncm
BTK® Conical KR	Ø 3,4/4,1/5,0	M1,6	Hex 1,25	20ncm
BTI® Interna Universal®	Ø 4,1/5,5	M1,8	Hex 1,20	20ncm
Camlog®	Ø 3,3/3,8/4,3	M1,6	Hex 1,27	20ncm
Camlog®	Ø 5,0	M2	Hex 1,27	25ncm
Conelog®	Ø 3,3/3,8/4,3	M1,6	Hex 1,27	20ncm
Dentium® Implantium®	Ø 4,0/4,5/5,0	M2	Hex 1,27	25ncm
Dentium® Superline®	Ø 4,0/4,5/5,0	M2	Hex 1,27	25ncm
Dentsply® Ankylos®	Ø C/X	M1,6	Hex 1,0	25ncm
Dentsply® XIVE®	Ø 3,4/3,8/4,5	M1,6	Hex 1,20	25ncm





SPECIFICHE VITI

DESCRIZIONE	Piattaforma	Filettatura	Driver	Serraggio
Dio Implant® UFF II	Ø NP	M1,6	Hex 1,20	20ncm
Dio Implant® UFF II	Ø RP	M2,0	Hex 1,20	30ncm
Global-D® IN-Kone	Ø RP	M1,8	Hex 1,20	20ncm
IDI Evolution®	Ø 4,1	M1,6	Hex 1,27	20ncm
Medentix® ICX®	Ø RP	M1,6	Hex 1,40	25ncm
Megagen® Anyone®	Ø RP	M2	Hex 1,20	35ncm
Megagen® Anyridge®	Ø RP	M1,8	Hex 1,20	25ncm
MIS C1/V3®	Ø Standard	M1,8	Hex 1,25	30ncm
MIS® Seven®	Ø 3,3	M1,6	Hex 1,25	25ncm
MIS® Seven®	Ø 3,75/4,20/5,0	M1,8	Hex 1,25	30ncm
Neodent® GM	Ø RP	M1,6	Neo GM	20ncm
Neoss®	Ø 4,1	M2	Unigrip	20ncm
Nobel Active® Nobel Replace CC®	Ø 3,0	M1,4	Unigrip Nobel	25ncm
Nobel Active® Nobel Replace CC®	Ø 3,5 NP	M1,6	Unigrip Nobel	35ncm
Nobel Active® Nobel Replace CC®	Ø 4,3/5,0 RP	M2	Unigrip Nobel	25ncm
Nobel Branemark®	Ø 3,5 NP	M1,6	Unigrip Nobel	20ncm
Nobel Branemark®	Ø 4,1 RP	M2	Unigrip Nobel	20ncm
Nobel Branemark®	Ø 5,0 WP	M2,5	Unigrip Nobel	20ncm
Nobel Biocare® MultiUnit M.U.A.	Ø 4,8	M1,4	Unigrip Nobel	15ncm
Nobel Replace Select®	Ø 3,5 NP	M1,8	Unigrip Nobel	20ncm
Nobel Replace Select®	Ø 4,3/5,0 RP-WP	M2	Unigrip Nobel	25ncm
Osstem® TSIII	Ø 3,5 M	M2	Hex 1,27	25ncm
Osstem® TSIII	Ø 4,0 R	M1,6	Hex 1,0	25ncm
Phibo® TSH® S2	Ø 3,3	M1,8	Hex 1,25	30ncm

SPECIFICHE VITI

DESCRIZIONE	Piattaforma	Filettatura	Driver	Serraggio
Phibo® TSH® S3/S4/S5	Ø 3,75/4,1/5,0	M2	Hex 1,25	35ncm
Straumann BLX®	Ø RB/WB	M1,6	Torx	25ncm
Straumann Bone Level®	Ø 3,3 NC /4,1 RC	M1,6	Torx	25ncm
Straumann Tissue Level®	Ø 4,8 RN	M2,0	Torx	30ncm
Sweden&Martina Outlink®	Ø 3,3	M1,8	Hex 1,25	25ncm
Sweden&Martina Outlink®	Ø 4,1/5,0	M2	Hex 1,25	30ncm
Sweden&Martina Prama®	Ø 3,3/3,8/4,25/5,0	M1,8	Hex 1,25	25ncm
Sweden&Martina Premium Kohno®	Ø 3,3/3,8	M1,8	Hex 1,25	25ncm
Sweden&Martina Premium Kohno®	Ø 4,25/5,0	M2	Hex 1,25	30ncm
Sweden&Martina Shelta® One®	Ø 3,8/4,25/5,0	M1,8	Hex 1,25	25ncm
Thommen®	Ø 3,5	M1,4	Quadrilobo Thommen	15ncm
Thommen®	Ø 4,0/4,5	M1,6	Quadrilobo Thommen	25ncm
Zimmer Eztetic®	Ø 3,1	M1,6	Hex 1,25	25ncm
Zimmer Screw-Vent®	Ø 3,5/4,5/5,7	M1,8	Hex 1,27	30ncm





Dettaglio B
Scala: 15:1

Dental Planet


Via Imola, 90/B - 41125 Modena - Italy

Tel. +39 059 395336

Mobile : +39 3456664739

Web : www.dental-planet.it

E-mail: info@dental-planet.it



Dettaglio C
Scala: 15:1

